



EICKEMEYER® LED
Lampada di Wood

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Guardate più da vicino!



EICKEMEYER® LED Lampada di Wood

La lampada di Wood è uno strumento diagnostico speciale che può essere utilizzato per illuminare e analizzare le condizioni della pelle, consentendo ai medici di ispezionare e diagnosticare correttamente una varietà di situazioni. Questa lampada a LED leggera e facile da usare può essere utilizzata, tra le altre cose, per identificare aree malate fluorescenti sulla pelle, infezioni batteriche e disturbi della pigmentazione.

- ▶ Diametro della finestra: 65 mm
- ▶ Ingrandimento 1,5x
- ▶ Distanza di lavoro: ca. 10 cm
- ▶ Elevata profondità di campo
- ▶ 16 LED per un'illuminazione uniforme
- ▶ Lunghezza d'onda: 365 nm
- ▶ Peso: 305 g

179030

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it