



Occhiali di protezione anti X

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Solo per i vostri occhi!*



## **Occhiali di protezione anti X**

Il cristallino dell'occhio è particolarmente sensibile alle radiazioni. Pertanto, è essenziale che gli operatori di apparecchiature a raggi X indossino occhiali protettivi per proteggere i propri occhi dalle radiazioni e per prevenire danni oculari a lungo termine. Questi occhiali protettivi ben aderenti forniscono una protezione non solo frontale ma anche laterale.

- ▶ Montatura in plastica di alta qualità
- ▶ Vetro di protezione frontale Pb: 0,75 mm
- ▶ Protezione laterale Pb: 0,5 mm
- ▶ Con cinturino per la regolazione della larghezza
- ▶ Incl. di custodia

**701010**

**EICKEMEYER**®

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**