


veterinary technology for life

# Eickemeyer®

[www.eickemeyer.it](http://www.eickemeyer.it)

Telefono +39 085 935 4078

## *Vivi l'endoscopia*



## EICKVIEW SD SISTEMA DI ENDOSCOPIA

### Sblocca il futuro della cura veterinaria con il Sistema di Endoscopia EickView SD!

Questo sistema all'avanguardia è dotato di un monitor endoscopico di alta qualità con un grande touchscreen intuitivo, che si collega senza problemi a tre versatili endoscopi "semi-usa e getta". Questo sistema consente al veterinario di sperimentare i vantaggi dell'endoscopia flessibile (gastroscopia, broncoscopia, rinoscopia, ecc.) senza il grande investimento richiesto dai tradizionali videoendoscopi. Ogni endoscopio è dotato di un sensore d'immagine CMOS ad alta risoluzione e di una sorgente luminosa a LED, garantendo immagini nitidissime.

#### Monitor di Endoscopia EickView SD

- ▶ Touchscreen da 15,6" con risoluzione Full HD 1.920 x 1.080
- ▶ Funzioni: bilanciamento del bianco, zoom, congelamento immagine, foto (JPG), registrazione video (MP4) e DICOM
- ▶ Capacità di archiviazione di 64 GB
- ▶ Funzionamento a rete e a batteria, autonomia della batteria fino a 5 ore
- ▶ Uscite: HDMI, DVI, SDI e USB
- ▶ Dimensioni (in cm): L 39 x A 25 x P 4
- ▶ Peso: 2,7 kg

#### 307000

##### EickView 150SD

- ▶ Lunghezza operativa: 150 cm
- ▶ Ø esterno: 6,0 mm
- ▶ Ø canale operativo: 2,8 mm
- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ Angolo di visione: 120°
- ▶ Flessibilità su/giù: 180°
- ▶ Flessibilità destra/sinistra: 120°

#### 307010

##### EickView 60SD

- ▶ Lunghezza operativa: 60 cm
- ▶ Ø esterno: 3,2 mm
- ▶ Ø canale operativo: 1,2 mm
- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ Angolo di visione: 120°
- ▶ Flessibilità su/giù: 210°

#### 307020

##### EickView 60SD-XS

- ▶ Lunghezza operativa: 60 cm
- ▶ Ø esterno: 2,7 mm
- ▶ Ø canale operativo: 1,2 mm
- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ Angolo di visione: 120°
- ▶ Flessibilità su/giù: 210°

#### 307030

##### EickView 65SD-URS

- ▶ Lunghezza operativa: 65 cm
- ▶ Ø esterno: 2,1 mm
- ▶ Ø canale operativo: 1,2 mm
- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ Angolo di visione: 120°
- ▶ Flessibilità su/giù: 270°

#### 307040



## Sistema di Endoscopia EickView 5-in-1

Il sistema di endoscopia EickView 5-in-1 è un vero tuttofare per la medicina veterinaria. Il dispositivo mobile e facile da usare offre la possibilità di lavorare sia con endoscopi flessibili che rigidi. Ciò significa che tutti i tipi di endoscopia possono essere coperti con un solo dispositivo – dalla diagnosi alle procedure chirurgiche.

L'EickView 5-in-1 combina un grande display Full HD da 15,6", una potente sorgente luminosa a LED, un collegamento per endoscopi flessibili della serie EickView HD con pompa aria e acqua, oltre all'archiviazione digitale dei dati tramite scheda SD in un unico sistema.

**306200**

## Valigetta per esterni per EickView 5-in-1

- ▶ Con inserto in schiuma
- ▶ Realizzata in plastica robusta

**30620001**

## Endoscopi video EickView HD e HD+

Gli endoscopi video EickView HD e HD+ offrono immagini brillanti per broncoscopia, gastroscopia e molte altre applicazioni. I nuovi endoscopi HD+ si caratterizzano per i diametri esterni ridotti e i canali operativi ampliati, rendendoli ancora più versatili. Grazie all'ampia gamma di dimensioni disponibili, sono adatti a tutte le applicazioni su piccoli animali ed equini.

## Specifiche tecniche

- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ L'estremità distale contiene 1 chip CMOS per telecamera, 2 guide luminose, canale di lavoro, ugello per il risciacquo della lente
- ▶ Fornitura: EickView Video Endoscopio, tester di pressione, 2 spazzole per la pulizia, set di pulizia, valigetta

## Kit telecamera EickView 5-in-1

La telecamera EickView 5-in-1 con adattatore zoom e cavo guida luminosa completa il pacchetto completo. Consente a tutti gli endoscopi standard rigidi di essere collegati al sistema principale.

**306201**



306201



Endoscopi video EickView HD							
N. articolo	Descrizione	Lunghezza operativa	Diametro esterno Ø	Canale di lavoro	Profondità di campo	Campo visivo	Deflessione
306177	EickView 60 HD Endoscopio	60 cm	3.5 mm	1.2 mm	3 – 50 mm	120°	su: 160° / giù: 130° destra / sinistra: 0°
306178	Endoscopio EickView 100 HD	100 cm	6.0 mm	2.0 mm	3 – 50 mm	120°	su: 210° / giù: 90° destra / sinistra: 100°
306266	Endoscopio EickView 150-6 HD+	150 cm	6.0 mm	2.8 mm	2 – 100 mm	120°	su: 210° / giù: 90° destra / sinistra: 100°
306268	Endoscopio EickView 150-8 HD+	150 cm	8.0 mm	2.8 mm	3 – 50 mm	120°	su: 210° / giù: 90° destra / sinistra: 100°
306270	Endoscopio EickView 350 HD+	350 cm	13.0 mm	3.7 mm	3 – 100 mm	140°	su: 180° / giù: 180° destra / sinistra: 160°

## EICKVIEW ENDOSCOPI VIDEO LED PORTATILI

Grazie alle loro dimensioni estremamente compatte, gli endoscopi video LED EickView sono la soluzione perfetta per broncoscopia, gastroscopia, rinoscopia, tracheoscopia, ureteroscopia e vaginoscopia in cani e gatti e per l'esame delle vie respiratorie superiori nei cavalli. I dispositivi funzionano in modo indipendente, poiché la potente fonte luminosa LED e la telecamera ad alta risoluzione dei sistemi stand-alone sono integrate nell'estremità distale degli endoscopi. Inoltre, il monitor pieghevole da 3,5" consente sia la riproduzione diretta di video e immagini sia la memorizzazione tramite scheda SD. Inoltre, gli endoscopi video LED EickView possono essere collegati a un monitor separato.

### Specifiche tecniche

- ▶ Monitor pieghevole da 3,5" per la riproduzione di video e immagini
- ▶ Registrazione e archiviazione su scheda SD integrata
- ▶ Formati file: JPG, AVI
- ▶ Potente fonte luminosa LED integrata
- ▶ Batteria ricaricabile con fino a 3 ore di autonomia
- ▶ Porta USB e uscita video
- ▶ Profondità di campo: 5 – 80 mm
- ▶ Direzione di visione: 0°
- ▶ Campo visivo: 110°



306166

Endoscopi video LED portatili EickView					
N. articolo	Descrizione	Lunghezza operativa	Diametro esterno Ø	Canale di lavoro	Deflessione
<b>306009</b>	EickView 60S Endoscopio	60 cm	3.3 mm	1.2 mm	su 180° giù 130°
<b>306011</b>	EickView 60 Endoscopio	60 cm	4.2 mm	1.3 mm	su 180° giù 130°
<b>306010</b>	EickView 70 Endoscopio	70 cm	6.0 mm	2.0 mm	su 180° giù 130°
<b>306166</b>	EickView 100E Endoscopio	100 cm	8.0 mm	2.8 mm	su 150° giù 130°
<b>306164</b>	EickView 150E Endoscopio	150 cm	8.0 mm	2.8 mm	su 130° giù 130°

## ACCESSORI ENDOSCOPI EICKVIEW


		EickView 60 / 60S / 60 HD / 60SD / 60SD-XS	EickView 70	EickView 100 HD / 150 HD	EickView 100E / 150E / 150L / 150-8 HD+ / 150-6 HD+ / 150SD	EickView 350 HD+
<b>Pinze da biopsia</b>	N. articolo	<b>306311</b>	<b>306314</b>	<b>306318</b>	<b>306316</b>	<b>306315</b>
	Lunghezza (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	1.8	1.8	2.3	2.2
<b>Pinze alligatore</b>	N. articolo	<b>306211</b>	<b>306214</b>	<b>306217</b>	<b>306216</b>	<b>306215</b>
	Lunghezza (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	1.8	1.8	2.4	2.2
<b>Pinze da presa</b>	N. articolo	<b>306340</b>	<b>306346</b>	<b>306342</b>	<b>306343</b>	<b>306345</b>
	Lunghezza (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	1.8	1.8	2.3	2.2
<b>Pinze a denti di topo</b>	N. articolo	<b>306431</b>	<b>306435</b>	<b>306434</b>	<b>306432</b>	<b>306437</b>
	Lunghezza (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	1.8	1.8	2.3	2.2
<b>Dispositivo di recupero a cestello</b>	N. articolo	<b>306336</b>	<b>306332</b>	<b>306331</b>	<b>306329</b>	<b>306335</b>
	Lunghezza (cm)	120	120	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	2.0	2.0	2.3	2.45
	Dimensione cestello (mm)	20	20	40	40	50
	N. di filamenti	4	6	6	6	6
<b>Ansa per polipectomia</b>	N. articolo		<b>306426</b>	<b>306422</b>	<b>306423</b>	<b>306421</b>
	Lunghezza (cm)		120	230	230	400
	Ø (mm)		1.8	1.8	2.4	2.45
<b>Spazzolino per citologia</b>	N. articolo	<b>306415</b>	<b>306416</b>	<b>306417</b>	<b>306418</b>	<b>306414</b>
	Lunghezza (cm)	120	160	230	230	400
	Ø (mm)	1.0	1.8	1.8	2.6	2.5
<b>Spazzolino per pulizia</b>	N. articolo	<b>306444</b>	<b>306440</b>	<b>306441</b>	<b>306442</b>	<b>306445</b>
	Lunghezza (cm)	120	160	230	230	400
	Ø (mm)	2.2	3.0	3.0	5.0	7.0
<b>Catetere di aspirazione</b>	N. articolo	<b>306353</b>	<b>306353</b>	<b>306352</b>	<b>306352</b>	<b>306355</b>
	Lunghezza (cm)	100	100	350	350	400
	Ø (mm)	1.1	1.1	1.8	1.8	2.45



306311




306211




306340



306431




306336




306426



306415



306444



306353

## SET BASE PER LAPAROSCOPIA

Il set base per laparoscopia ti offre una solida base per procedure minimamente invasive. Consente trattamenti delicati in aree come le ghiandole surrenali, la cistifellea, i polmoni, l'intestino, il mediastino e l'apparato riproduttivo.

Il set può essere facilmente ampliato con strumenti e accessori specializzati per soddisfare le esigenze individuali del tuo ambulatorio. Questo ti mantiene flessibile e ottimamente posizionato per eseguire le tue procedure chirurgiche in modo efficiente e preciso.


### Set completo, composto da:

- ▶ Endoscopio rigido, L 32,8 cm, Ø 5 mm, 30° (Art. n. 305004)
- ▶ Sistema endoscopico EickView 5-in-1 (Art. n. 306200)
- ▶ Kit telecamera EickView (Art. n. 306201)
- ▶ Guaina per trocar, L 9,5 cm, Ø interno 5,5 mm (Art. n. 30495000)
- ▶ Trocar di sicurezza, L 16 cm, Ø 5,5 mm (Art. n. 30495031)
- ▶ Guaina per trocar, L 10,1 cm, Ø interno 11 mm (Art. n. 30500005)
- ▶ Trocar di sicurezza, L 17,1 cm, Ø 11 mm (Art. n. 30495033)
- ▶ Cannula di Veress, L 10 cm, Ø 2,0 mm (Art. n. 3050002)
- ▶ Unità elettrochirurgica EickTron 160 W - Potenza di uscita regolabile tramite pedale o interruttore manuale - Potenza max: 160 W (taglio), 100 W (coagulazione), 60 W (bipolare) (Art. n. 323135)
- ▶ Cavo di collegamento bipolare (Art. n. 323106)
- ▶ Adattatore di collegamento bipolare (Art. n. 323139)
- ▶ Pinze bipolari EickCut per coagulazione, presa e taglio, L 32 cm, Ø 5 mm (Art. n. 30495013)
- ▶ Lame per pinze EickCut, 5 pezzi per confezione (Art. n. 30495014)
- ▶ Cavo di collegamento HF per strumenti monopolari (Art. n. 30495050)
- ▶ Pinze universali monopolari da presa L 36 cm, Ø 5,0 mm (Art. n. 30495016)
- ▶ Insufflatore di CO<sub>2</sub> - Intervallo di pressione: 1 – 30 mmHg - Cinque modalità di insufflazione (Art. n. 305300)
- ▶ Riduttore di pressione per insufflatore di CO<sub>2</sub> (Art. n. 30526001)
- ▶ Adattatore riduttore a scatto per cannula, Ø 10 o 11 mm a 5,5 mm (Art. n. 30500007)

### 306040



305004



30495013



30495016



30495000



30500005



30495031



30495033



3050002



323106



30495050



30495014



323139



30526001



30500007




323135



305300



306200



306201


## POSIZIONATORE PER LAPAROSCOPIA EICKEMEYER®

**ORDINA  
ONLINE**  
www.eickemeyer.com

Il posizionatore per laparoscopia EICKEMEYER® consente una maggiore visualizzazione poiché il paziente può essere ruotato. La rotazione aiuta i principali organi addominali ad allontanarsi dalla parete corporea, lasciando l'ovaio ben visibile e pronto per la rimozione.

### Caratteristiche

- ▶ Inclina e fissa il paziente in diverse fasi sia a sinistra che a destra
- ▶ Facile da montare e smontare
- ▶ Facile da pulire



305100

### Posizionatore per laparoscopia EICKEMEYER® (Cani)

- ▶ Dimensioni (in cm): L 137 x P 44 x H 34,5

**305100**

### Posizionatore per laparoscopia EICKEMEYER® (Gatti)

- ▶ Consente l'inclinazione a un angolo maggiore per i pazienti di piccola taglia
- ▶ Dimensioni (in cm): L 73 x P 28,5 x A 23

**305110**



305110

## CARRELLI PER ENDOSCOPIA

### Carrello per endoscopia in acciaio inox

- ▶ Tre ripiani regolabili: 54 x 50 cm
- ▶ Un ripiano inferiore fisso: 41 x 57 cm
- ▶ Bordo: 1,5 cm
- ▶ Quattro ruote bloccabili
- ▶ Dimensioni (in cm): A 170 x L 60 x P 60

**306160**



306160

### Carrello per endoscopia

- ▶ Quattro ripiani portaoggetti 60 x 49 cm + un cassetto
- ▶ Bordo rialzato: 10 mm
- ▶ Due colonne di alimentazione per la fornitura di energia
- ▶ Colore standard: bianco / grigio
- ▶ Quattro ruote gemellate conduttive
- ▶ Dimensioni (in cm): A 139,5 x L 60 x P 62

**306150**



306150



306155

### Carrello per endoscopia EICKEMEYER®

- ▶ Tre ripiani regolabili: 54 x 50 cm
- ▶ Un ripiano inferiore fisso: 50 x 54 cm
- ▶ Ripiano per monitor LCD: 30 x 50 cm
- ▶ Colore standard: verde / grigio
- ▶ Quattro ruote bloccabili
- ▶ Dimensioni (in cm): A 170 x L 60 x P 70

**306155**

## EICKVIEW COMPACT SET ENDOSCOPIO

---

L'endoscopio EickView Compact, appositamente sviluppato, offre la soluzione perfetta per rinoscopia, tracheoscopia e vaginoscopia nei piccoli animali grazie al suo piccolo diametro (3,8 mm) e al canale di lavoro integrato.

- ▶ Altamente mobile
- ▶ Estremità distale liscia e minimamente invasiva
- ▶ Canale di lavoro integrato Ø 1,3 mm
- ▶ Diametro esterno: 3,8 mm
- ▶ Lunghezza operativa 14 cm
- ▶ Angolo di visione: 30°
- ▶ Angolo di apertura 90° (grandangolo)
- ▶ Pinza per corpi estranei Ø 1 mm, L 25 cm
- ▶ Sorgente luminosa LED applicabile
- ▶ Lunga durata della batteria e batteria di ricambio con un'autonomia di 4 ore ciascuna
- ▶ Tre livelli di luminosità regolabili
- ▶ Rubinetti: due rubinetti integrati consentono insufflazione e irrigazione costanti
- ▶ Connessione: connettori STORZ, WOLF o ACMI
- ▶ Oculare: oculare DIN consente il collegamento di tutte le telecamere C-mount standard
- ▶ Il set include: endoscopio EickView Compact incl. protezione per otoscopia, sorgente luminosa LED portatile incl. caricabatterie, pinza per corpi estranei, batteria di ricambio, 2 spazzole per la pulizia, custodia imbottita

**306122**



## EICKVIEW ULTRA COMPACT SET ENDOSCOPIO

---

L'EickView Ultra Compact è la nuova generazione di endoscopi rigidi multifunzionali. È ideale per tutte le applicazioni ORL così come per tracheoscopie e vaginoscopie grazie al suo diametro di 3,0 mm.

- ▶ Estremità distale liscia e minimamente invasiva grazie alla fusione di endoscopio e guaina
- ▶ Nessun deposito di sporco nell'estremità distale
- ▶ Il piccolo diametro esterno consente un facile accesso
- ▶ Il canale di lavoro integrato consente la rimozione di corpi estranei e biopsie
- ▶ Canale di lavoro integrato Ø 1,3 mm
- ▶ Diametro esterno: 3,0 mm
- ▶ Lunghezza operativa: 11 cm
- ▶ Angolo di visione: 0°
- ▶ Angolo di apertura: 90° (grandangolo)
- ▶ L'endoscopio può essere sterilizzato a freddo
- ▶ Rubinetti: due rubinetti integrati consentono insufflazione e irrigazione costanti
- ▶ Il set include: endoscopio EickView Ultra Compact, sorgente luminosa LED portatile incl. caricabatterie, pinza per corpi estranei, batteria di ricambio, 2 spazzole per la pulizia, custodia imbottita

**306112**

