


**Catalogo di odontoiatria
veterinaria per piccoli animali**

pro
veterinari specializzati





176535

Generatore HiRay DENTAL

Il generatore di raggi X HiRay DENTAL offre una qualità d'immagine eccellente e ti offre la soluzione perfetta per l'attuale ambiente di imaging digitale's.

- Facile da usare, intuitivo e sicuro
- Il tempo di esposizione più breve garantisce una dose di radiazioni inferiore per il paziente e una definizione superiore per il veterinario
- Il design elaborato e il breve tempo di esposizione aiutano ad accelerare il flusso di lavoro
- Bracci stabili e sicuri con un movimento lineare preciso che può ridurre il rischio di vibrazioni della testa durante l'acquisizione delle immagini
- Produce immagini di qualità superiore grazie a un piccolo fuoco di 0,4 mm sia che vengano utilizzati film, lastre ai fosfori o sensori digitali

Specifiche tecniche


- Punto focale: 0,4 mm
- Tempo di esposizione: 0,01 – 2 sec.
- Ciclo di lavoro: 1:60
- Tensione alta: 60 – 65 – 70 kVp
- Corrente anodica: 5 mA
- Filtrazione totale: > 2 mm eq. Al
- Distanza minima fuoco-pelle: 200 mm
- Area irradiata: a 200 Ø 55 mm
- Perdite: a 1 m < 0,25 mGy/h
- Alimentazione: 120 – 230 V (±10 %)
- Frequenza: 50 / 60 Hz
- Corrente: 2,5 A

N. articolo

176530	Generatore HiRay DENTAL – Modello a parete <ul style="list-style-type: none"> • Raggio massimo: ca. 1,98 m • Installazione / montaggio in loco
176535	Generatore HiRay DENTAL – Modello su supporto <ul style="list-style-type: none"> • Raggio massimo: ca. 1,30 m



176550



17655001

Sistema portatile di radiografia dentale

Questa nuova unità di radiografia dentale offre totale portabilità e la più recente tecnologia digitale, rendendola ideale sia per radiografie dentali che per radiografie delle estremità. L'unità combina le specifiche più elevate tra i generatori portatili di raggi X dentali con funzioni di sicurezza integrate, tra cui un serbatoio e un tubo rivestiti in piombo.

- Leggero (solo 1,5 kg) e compatto
- Tensione tubo fissa: 70 kV
- Corrente tubo fissa: 2 mAs
- Tempi di esposizione variabili, 0,05 – 1,6 sec.
- Il piccolo punto focale di 0,4 mm garantisce immagini nitide e chiare
- Impostazioni di esposizione intelligenti pre-programmate
- La bassa dose di radiazioni garantisce la sicurezza di paziente e operatore
- Display LCD da 2,4"
- Batteria Li-Polymer per fino a 400 scansioni
- Per l'uso con sensori DR e lastre d'immagine CR
- Porta USB per collegare il sensore DigiVet DR Dental X-Ray (708032)
- Conforme agli standard e alle linee guida nazionali di sicurezza
- Fornito con interruttore di comando remoto e treppiede
- Dimensioni (in cm): H 17,3 x L 14,0 x P 25,4

N. articolo

176550	Sistema portatile di radiografia dentale
17655001	Schermo contro la retrodiffusione
176541	Treppiede

Sensore radiografico dentale DigiVet DR (Misura 2)

Il sensore radiografico dentale DigiVet DR ti permette di acquisire radiografie digitali di alta qualità e visualizzarle istantaneamente con il potente software EiVIS incluso.


- Con porta USB e scintillatore CsI ad alta risoluzione
- Dimensioni: 42 x 31 mm, altezza 5 mm / 13 mm (cavo)
- Area attiva: 34 x 26 mm
- Risoluzione: 20 lp/mm
- Dimensione pixel: 20 x 20 micron
- Numero di pixel: 2,21 milioni

EiVIS Dental – Software per radiografie intraorali

- Memorizza e modifica radiografie dentali digitali
- Integrazione di sensori o sistemi a lastra di diversi produttori
- Diagrammi dentali per l'assegnazione delle radiografie

N. articolo

708040 Sensore radiografico dentale DigiVet DR (Misura 2)



Esempio Software EiVIS

Eickemeyer®

*Innovazioni per
il tuo successo
quotidiano*



© Martin Carlsson - stock.adobe.com



Esempio di applicazione

Scanner radiografico dentale DigiVet CR PREMIUM

Il DigiVet CR PREMIUM ora supporta la lastra di grande formato misura 4, consentendo esami rapidi con ridotta esposizione alle radiazioni. La lastra di grande formato misura 4 può essere molto utile anche per l'imaging delle estremità. Con una risoluzione di 21 lp/mm, il sistema a lastra digitale non lascia nulla a desiderare.

- Flusso di lavoro ottimizzato per il tuo studio
- Lastre radiografiche dentali dalla misura 0 alla 4
- Vassoio di alimentazione magnetico con funzione di cancellazione
- Software di imaging facile da usare, include DICOM (Invio / Recupero)
- Dimensioni compatte (in mm): H 268 x L 124 x P 351

Software di imaging facile da usare

Con il software di imaging, l'acquisizione e la gestione delle immagini sono ottimizzate. Il software intuitivo supporta flussi di lavoro efficienti negli studi veterinari e richiede poca formazione: per garantire che le scansioni siano assegnate alle posizioni corrette, l'operatore seleziona semplicemente il dente corrispondente sul diagramma dentale del software.

Contenuto della confezione

- Scanner radiografico dentale DigiVet CR PREMIUM
- Set iniziale di lastre d'immagine: 4x misura 2 (31 x 41 mm), 1x misura 4c (48 x 54 mm), 1x misura 4 (54 x 76 mm)
- Set iniziale di coperture igieniche: 100x misura 2, 100x misura 4c, 100x misura 4
- Pacchetto software di imaging veterinario DigiVet Dental, incluse modalità DICOM (Invio / Recupero)

N. articolo

708036	Scanner radiografico dentale DigiVet CR PREMIUM
70803122	Garanzia di 12 mesi (opzionale)
70803123	Garanzia di 24 mesi (opzionale)
70803124	Garanzia di 36 mesi (opzionale)
70803125	Garanzia di 48 mesi (opzionale)

Accessori per DigiVet CR PREMIUM	
N. articolo	
70803101	Kit lastre d'immagine (diverse misure), include: <ul style="list-style-type: none"> • 4x Misura 2 (31 x 41 mm) • 1x Misura 4c (48 x 54 mm)
70803102	Kit lastre d'immagine misura 0 <ul style="list-style-type: none"> • 4x Misura 0 (22 x 31 mm)
70803103	Kit lastre d'immagine misura 1 <ul style="list-style-type: none"> • 4x Misura 1 (24 x 40 mm)
70803104	Kit lastre d'immagine misura 2 <ul style="list-style-type: none"> • 4x Misura 2 (31 x 41 mm)
70803105	Kit lastre d'immagine misura 3 <ul style="list-style-type: none"> • 4x Misura 3 (27 x 54 mm)
70803106	Lastra d'immagine misura 4c <ul style="list-style-type: none"> • 1x Misura 4c (48 x 54 mm)
70803107	Lastra d'immagine misura 4 <ul style="list-style-type: none"> • 1x Misura 4 (57 x 76 mm)
70803602	Scatola di conservazione per lastre d'immagine
70803115	Coperture protettive misura 0 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803116	Coperture protettive misura 1 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803117	Coperture protettive misura 2 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803118	Coperture protettive misura 2 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 300 pezzi
70803119	Coperture protettive misura 3 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803120	Coperture protettive misura 4c <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803121	Coperture protettive misura 4 <ul style="list-style-type: none"> • Protezione contro i danni meccanici • Confezione da 100 pezzi
70803108	Sacchetti igienici misura 0 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
70803109	Sacchetti igienici misura 1 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
70803110	Sacchetti igienici misura 2 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
70803111	Sacchetti igienici misura 2 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 300 pezzi
70803112	Sacchetti igienici misura 3 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
70803113	Sacchetti igienici misura 4c <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
70803114	Sacchetti igienici misura 4 <ul style="list-style-type: none"> • Confezione da 100 pezzi
E70803101	Adattatore di alimentazione
E70803104	Cavo di alimentazione
E70803102	Cavo USB 2.0
E70803103	Cavo di rete <ul style="list-style-type: none"> • CAT.5E FTB (Cross-Over) • Lunghezza: 2 m
E70803107	Dongle di ricambio per DigiVet CR Dental Reader <ul style="list-style-type: none"> – Licenza software



70803104



70803107



70803602



70803113



174000



174022

Unità dentale mobile Profident

La Profident è il risultato di molti anni di esperienza. Offre una vasta gamma di applicazioni sia per i dentisti generici che per gli specialisti dentali.

È caratterizzata da un design moderno combinato con un'elevata mobilità. Il supporto è regolabile in altezza e tutti gli strumenti sono disposti a portata di mano dell'operatore. Quando uno strumento viene rimosso dal suo supporto, la Profident fornisce automaticamente aria e acqua.

Turbina ad alta velocità (300.000 giri/min) (174055)

- Cambio fresa a pulsante per frese a frizione (FG)
- Dispositivo di raffreddamento ad acqua variabile per frese

Micromotore ad aria a bassa velocità (20.000 giri/min) con manipolo dritto (174060)

- Per frese a gambo lungo dritto (HP), dischi diamantati e testine prophy
- Alta coppia, rotazione avanti e indietro
- Dispositivo di raffreddamento ad acqua opzionale

Compressore d'aria silenzioso (17402318)

- Senza manutenzione
- Include: Micro filtro olio (17404301)

Pedale

- Per il controllo della velocità e l'attivazione dell'acqua

Siringa 3 in 1

- Controllo preciso con la punta delle dita di acqua, spray o aria secca

Collegamento acqua per collegare uno scaler dentale esterno (es. 176870)

Dimensioni approssimative (in cm): H 71 - 100 x L 50 x P 45

N. articolo

174000	Unità dentale mobile Profident <ul style="list-style-type: none"> • Include compressore
174022	Raffreddamento ad acqua opzionale per manipolo a bassa velocità, composto da: <ul style="list-style-type: none"> Micromotore ad aria a bassa velocità <ul style="list-style-type: none"> • Con raffreddamento ad acqua interno (fino a 20.000 giri/min, per unità dentali opportunamente configurate) Manipolo dritto S-Max a bassa velocità <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, con raffreddamento ad acqua interno (per unità dentale opportunamente configurata) Contrangolo a bassa velocità 1:1 <ul style="list-style-type: none"> • Per micromotore a bassa velocità con raffreddamento ad acqua (per unità dentale opportunamente configurata)
174045	Bottiglia d'acqua di ricambio per unità dentali <ul style="list-style-type: none"> • Per Profident (174023) e Profident PLUS (174024) • Contenuto: 750 ml
17404502	Bottiglia di ricambio per unità dentali <ul style="list-style-type: none"> • Bottiglia d'acqua di ricambio per Profident • Contenuto: 2 litri

Unità dentale mobile Profident PLUS

La Profident PLUS è un'unità dentale ad aria senza compressori. Offre tutte le funzionalità della normale Profident. Inoltre, include uno scaler dentale integrato con illuminazione LED e una turbina ad alta velocità illuminata a LED. Queste luci LED aumenteranno notevolmente la tua efficienza lavorativa.

Turbina ad alta velocità (300.000 giri/min) con illuminazione LED (17402322)

- Per frese a presa di attrito (FG)
- Cambio fresa a pulsante
- Dispositivo di raffreddamento ad acqua per fresa (opzionale)

Micromotore ad aria a bassa velocità (20.000 giri/min) con manipolo dritto (174060)

- Per frese a gambo lungo dritto (HP), dischi diamantati e testine prophyl
- Alta coppia, rotazione avanti e indietro
- Dispositivo di raffreddamento ad acqua opzionale

Ablatore dentale integrato con illuminazione LED

- Dispositivo a flusso d'acqua variabile
- Include 5 punte per ablazione

Siringa tre in uno (aria / acqua / spray)

Controllo a pedale per la regolazione della velocità e/o attivazione dell'acqua

N. articolo

174001	Unità dentale mobile Profident PLUS Include compressore • L'illuminazione LED migliora significativamente l'efficienza lavorativa • Dimensioni (in cm): L 52 x A 71 – 100 x P 40
174022	Raffreddamento ad acqua opzionale per manipolo a bassa velocità, composto da: Micromotore ad aria a bassa velocità • Con raffreddamento ad acqua interno (fino a 20.000 giri/min, per unità dentali opportunamente configurate) Manipolo dritto S-Max a bassa velocità • 1:1, con raffreddamento ad acqua interno (per unità dentale opportunamente configurata) Contrangolo a bassa velocità 1:1 • Per micromotore a bassa velocità con raffreddamento ad acqua (per unità dentale opportunamente configurata)
17402401	Punta di ricambio per ablatore DTE GD1T • Piatta, appuntita
17402402	Punta di ricambio per ablatore DTE GD2T • Piatta, larga
17402403	Punta di ricambio per ablatore DTE GD3T • Lunga, appuntita
17402404	Punta di ricambio per ablatore DTE GD4T • Piatta, appuntita
17402405	Punta di ricambio per ablatore DTE PD1T • Puntiforme
174045	Bottiglia d'acqua di ricambio per unità dentali • Contenuto: 750 ml
17404502	Bottiglia di ricambio per unità dentali • Contenuto: 2 litri



174001



Ablatore con illuminazione LED



Manipolo dentale
Alta velocità (FG)



17402402

17402403

17402405



174010



17401150



17401155



174066



176782



174908



17410601



17410609



17410603



17410604



17410605

Kit iniziale Profident / Profident PLUS

Gli accessori più importanti per Profident / Profident PLUS tutti in un unico set.

N. articolo	
174004	Set completo, composto da:
174010	Olio lubrificante per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Un lubrificante appositamente formulato, altamente efficace per manipoli e micromotori ad aria • L'applicazione frequente assicura prestazioni e durata di manipolo e micromotore ad aria • Adatto per manipoli ad alta e bassa velocità
17401150	Adattatore per micromotore ad aria / turbina per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Per manipoli ad alta velocità
17401155	Adattatore E-Type a bassa velocità per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per olio lubrificante per manipolo dentale (174010)
174066	Testine lucidanti monouso (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Per manipolo dritto • Velocità max 3.000 giri/min • Monouso • Confezione da 100 pezzi
176782	Pasta Prophy EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Per lucidare i denti dopo la rimozione del tartaro • Granulometria media • Sapore di menta piperita • Peso: 200 g
174908	Spazzolino per la pulizia delle frese dentali <ul style="list-style-type: none"> • Per la pulizia delle frese dentali
17410601	Fresa dentale (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 23 • Rotondo • Confezione da 2 pezzi
17410609	Fresa dentale (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 23 • Rotondo • Confezione da 5 pezzi
17410603	Fresa dentale (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Taglia 10 • Conico rotondo • Confezione da 5 pezzi
17410604	Fresa dentale (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 12 • Conico rotondo • Confezione da 5 pezzi
17410605	Fresa dentale (FG) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 16 • Conico rotondo • Confezione da 5 pezzi

Compressore d'aria per unità dentale

N. articolo

- 17430002 Compressore d'aria per unità dentale
- Necessario per Unità Dentale Profident (174023) / Profident PLUS (174024)
 - Montabile sulla base di Profident / Profident PLUS
 - Silenzioso, 40 dB (A) (come un ventilatore)
 - Bassa manutenzione
 - Design compatto
 - Potente: 340 watt
 - 230 V, 8 bar / 116 psi, 37 l/min
 - Capacità 6 l
 - Dimensioni (in cm): L 45 x L 43 x P 20

- 17404301 Filtro olio micro
- Aiuta a prolungare la vita delle turbine
 - Riduce il contenuto di olio nell'aria compressa fino allo 0,01 %

- 174051 Olio per compressore dentale
- Contenuto: 500 ml



17430002



17404301


Turbine dentali ad alta velocità

Adatto per unità dentali Profident / Profident PLUS.

N. articolo

- 17402323 Turbina ad alta velocità con LED
- Pulsante
 - Con raffreddamento ad acqua fino a 480.000 giri/min
 - Con illuminazione LED integrata

- 17405501 Turbina dentale ad alta velocità NSK
- Spray a 4 fori
 - Fresa intercambiabile con pulsante
 - Raffreddamento ad acqua per ridurre i danni termici ai tessuti



17402323



17405501



174061



17406101



17402201



174027



17402202



174026



17402205

Manipoli dentali a bassa velocità

- I manipoli dentali a bassa velocità sono ideali per la cura dentale dei roditori e per la lucidatura dentale
- Design sottile per una facile maneggevolezza
- Progettato per unità dentali ad aria
- Compatibile con Profident (174023) & Profident PLUS (174024)

N. articolo

174061	<p>Manipolo dritto a bassa velocità con micromotore ad aria</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, con raffreddamento ad acqua interno • Fino a 20.000 giri/min • Per l'utilizzo di accessori per lucidatura e dischi da taglio
17406101	<p>Motore ad aria a bassa velocità</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1:1, con raffreddamento ad acqua interno • Fino a 20.000 giri/min • Per unità dentale opportunamente configurata
17402201	<p>Manipolo dentale NSK a bassa velocità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motore ad aria incluso • Raffreddamento ad acqua interno • Fino a 22.000 giri/min
174027	<p>Manipolo dentale a bassa velocità – Dritto (HP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per la dentatura dei roditori • Utilizzare con frese a gambo lungo dritto, dischi diamantati e testine prophy • Compatibile con Dental Polisher & Drill Unit (174028) ed EickSonic Plus (176880) • Per la lucidatura ordinare: Testine prophy monouso HP (174066)
17402202	<p>Manipolo dentale NSK a bassa velocità – Dritto (HP)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione diretta 1:1 • Fino a 25.000 giri/min • Spray a singolo foro
174026	<p>Manipolo dentale a bassa velocità – Contrangolo (RA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per set di frese dentali (174105) • Compatibile con Dental Polisher & Drill Unit (174028) ed EickSonic Plus (176880) • Per la lucidatura ordinare: Coppette lucidanti RA (176787)
17402205	<p>Manipolo dentale NSK a bassa velocità – Contrangolo (RA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione diretta 1:1 • Fino a 40.000 giri/min • Spray a singolo foro

PULIZIA & CURA dei manipoli dentali

Con una regolare manutenzione e pulizia dopo ogni procedura, è possibile mantenere la piena funzionalità dei manipoli.

- 1. Preparazione** Dopo ogni procedura, rimuovere il manipolo dal raccordo e poi rimuovere la fresa (preferibilmente con una pinzetta).
- 2. Pulizia esterna dei manipoli / turbine** Il manipolo deve essere pulito con acqua calda corrente (ad es. con uno spazzolino da denti) in modo che la polvere abrasiva o la saliva vengano eliminate. Non pulire mai i manipoli in un bagno ad ultrasuoni!
- 3. Disinfezione dei manipoli / turbine** I manipoli possono essere trattati esternamente nei canali dell'acqua spray / aria spray con disinfettanti. Non immergere mai i manipoli in una soluzione disinfettante!
- 4. Manutenzione dei manipoli / turbine** I manipoli devono essere spruzzati con olio di manutenzione dopo ogni pulizia. Spruzzare l'olio di manutenzione nei canali dell'acqua e dello spray dei manipoli per 1 – 2 secondi. Se il liquido che fuoriesce dalla testa è ancora mescolato a sporco, ripetere il processo.



Iniezione di olio di manutenzione nel canale spray (olio di manutenzione art. n. 174010 e adattatore canale spray art. n. 17401150)



Iniezione di olio di manutenzione nei manipoli con albero ricevente piano (olio di manutenzione art. n. 174010 e adattatore manipolo art. n. 17401155)

- 5. Manutenzione dei mandrini** Il movimento libero dei pulsanti è molto importante per la funzione di bloccaggio fisso della fresa. Le pinze di serraggio devono essere spruzzate con olio di manutenzione almeno una volta a settimana dal lato della fresa. Utilizzare solo frese diamantate e punte di produttori rinomati. Se il materiale dell'albero è troppo morbido, possono verificarsi graffi se la fresa viene ruotata nella ganaschia di serraggio. Questo provoca la formazione di trucioli fini, che possono incastrarsi nel sistema di serraggio. Successivamente, la fresa potrebbe non essere più rimossa e il sistema di serraggio potrebbe danneggiarsi.
- 6. Manutenzione** È importante mantenere tutte le giunture degli strumenti ben lubrificate con olio per strumenti (ad es. n. 563707) per evitare qualsiasi attrito o corrosione. Altri controlli di manutenzione includono la fluidità del movimento. Offriamo un servizio di riparazione per gli strumenti.

LUBRIFICARE REGOLARMENTE PER UNA LUNGA DURATA



Detergente per unità di aspirazione dentale

- Pulizia, disinfezione e deodorizzazione economica e multiuso dei sistemi di aspirazione dentale
- Aiuta a prolungare la vita operativa delle unità dentali Profident
- Pulizia settimanale

N. articolo		Contenuto
174031	Aspirmatic® Detergente	2 l



Compresse disinfettanti per Profident / Profident PLUS

- Per la disinfezione delle tubature dell'acqua di Profident / Profident PLUS
- Adatto per bottiglie con capacità da 0,7 a 1,0 l
- Compresse bianche per la pulizia quotidiana: sciogliere una compressa bianca ogni volta che si riempie la bottiglia dell'acqua del proprio Profident / Profident PLUS per pulire continuamente i tubi dell'acqua.
- Compresa shock arancione per la pulizia intensiva: una volta al mese, sciogliere la compressa shock nella bottiglia dell'acqua del proprio Profident / Profident PLUS e lasciare scorrere l'acqua attraverso il sistema di tubi fino a quando appare il colore arancione. Lasciare l'acqua nei tubi per tutta la notte e svuotare la bottiglia prima del trattamento successivo.

N. articolo	
174039	Compresse disinfettanti per Profident / Profident PLUS <ul style="list-style-type: none"> • Contenuto: 48 compresse blu + 2 compresse Shock arancioni



Carrello dentale mobile

Trasforma ogni tavolo in un tavolo per trattamenti dentali! Con il treppiede dentale mobile di EICKEMEYER®, ogni tavolo operatorio o da trattamento diventa un tavolo ergonomico per trattamenti dentali.

- Per il fissaggio a tavoli operatori e da trattamento
- Vassoio dentale ergonomico e curvo con griglia
- Vassoio facilmente rimovibile per la pulizia
- Realizzato in acciaio inox
- Con 4 ruote piroettanti bloccabili e scorrevoli
- Altezza regolabile da 75 a 100 cm
- Dimensioni vassoio (in cm): L 50 x P 35

N. articolo	
605105	Carrello dentale mobile

Detartratore dentale EickSonic II

- Con manipoLO a LED illuminato (rimovibile)
- Alta prestazione (28 kHz)
- Con moderne tecnologie Piezo
- Controllo della potenza di aspirazione
- Tubo di collegamento dell'acqua con connettore per tubo dell'acqua da 3/8"
- Molto facile da usare
- Design compatto e resistente
- Miglior rapporto qualità-prezzo
- Include: 5 punte (2x piatte / larghe; 2x piatte / appuntite; 1x puntiforme)

N. articolo

176865	Detartratore dentale EickSonic II
176871	Punta per detartrasi dentale <ul style="list-style-type: none"> • Piatte appuntite
176872	Punta per detartrasi dentale <ul style="list-style-type: none"> • Piatte larghe
176873	Punta per detartrasi dentale <ul style="list-style-type: none"> • Affusolata
176874	Punta per detartrasi dentale P1T <ul style="list-style-type: none"> • Piatte appuntite
176878	Punta detartratore G3
E176865001	Manipolo LED per detartratore (ricambio)



176865

Unità dentale Cocoon Spray

Il suo design compatto e robusto rende questa unità ideale per la maggior parte delle procedure dentali veterinarie di routine. Il detartratore dentale è un sistema Piezo all'avanguardia, offre un'efficienza eccezionale per rimuovere anche il tartaro più ostinato con facilità. La foratura raffreddata ad acqua consente di lavorare a velocità più elevate senza il rischio di danni termici ai tessuti.

Detartratore dentale


- Controllo della potenza regolabile in modo continuo
- Frequenza autoregolata: da 27 a 32 kHz
- Tipo di azionamento: piezoelettrico
- Forma di oscillazione: lineare

Micromotore dentale

- Per manipoli dentali diritti e angolati
- Con raffreddamento ad acqua
- Elevata coppia per garantire la massima precisione
- Velocità autoregolata fino a 40.000 giri/min
- Manipoli non inclusi

N. articolo

176860	Unità dentale Cocoon Spray
174037	Manipolo dentale a bassa velocità – Contrangolo <ul style="list-style-type: none"> • Con raffreddamento ad acqua • 1:1, senza motore ad aria • Compatibile con Cocoon Dental Unit (176860)
176875	Serbatoio acqua pressurizzata per unità dentale <ul style="list-style-type: none"> • Struttura in plastica • Pressione di esercizio: fino a 3 bar • Volume: 5 litri
17402401	Punta di ricambio per ablatore DTE GD1T <ul style="list-style-type: none"> • Piatte, appuntite
17402402	Punta di ricambio per ablatore DTE GD2T <ul style="list-style-type: none"> • Piatte, larghe
17402403	Punta di ricambio per ablatore DTE GD3T <ul style="list-style-type: none"> • Lunga, appuntite
17402404	Punta di ricambio per ablatore DTE GD4T <ul style="list-style-type: none"> • Piatte, appuntite
17402405	Punta di ricambio per ablatore DTE PD1T <ul style="list-style-type: none"> • Puntiforme



176860



174037



174028

EICKEMEYER® Unità lucidatrice / trapano dentale II

- Micromotore dentale compatto per manipoli dentali dritti e angolati
- Potente e durevole, funzionamento silenzioso
- Velocità regolabile fino a 35.000 giri/min
- Movimento avanti e indietro
- Possibilità di controllo manuale o a pedale
- Manipoli non inclusi

N. articolo

174028	EICKEMEYER® Unità lucidatrice / trapano dentale II
174026	Manipolo dentale a bassa velocità – Contrangolo (RA)
174027	Manipolo dentale a bassa velocità – Dritto (HP)
E17402802	Supporto per micromotore



174026



174027



174105



174066



176782



174010



17401150



17401155

Kit dentale iniziale per piccoli animali

Le attrezzature più importanti per EICKEMEYER® Unità lucidatrice / trapano dentale II (174028) e Unità dentale EickSonic Plus LED (176880) insieme in un unico set.

N. articolo

174002	Set completo, composto da:
174026	Manipolo dentale a bassa velocità – Contrangolo (RA) <ul style="list-style-type: none"> • Per set di frese dentali (174105) • Per la lucidatura ordinare: Testine prophy monouso HP (174066)
174027	Manipolo dentale a bassa velocità – Dritto (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per la dentatura dei roditori • Utilizzare con frese a gambo lungo dritto, dischi diamantati e testine prophy • Per la lucidatura ordinare: Testine prophy monouso HP (174066)
174105	Set di frese dentali (RA)
174066	Testine lucidanti monouso (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Per manipolo dritto • Velocità max 3.000 giri/min • Monouso • Confezione da 100 pezzi
176782	Pasta Prophy EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Per lucidare i denti dopo la rimozione del tartaro • Granulometria media • Sapore di menta piperita • Peso: 200 g
174010	Olio lubrificante per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Un lubrificante appositamente formulato, altamente efficace per manipoli e motori ad aria • L'applicazione frequente assicura prestazioni e durata di manipolo e micromotore ad aria • Adatto per manipoli ad alta e bassa velocità • Contenuto: 500 ml
17401150	Adattatore per micromotore ad aria / turbina per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Per manipoli ad alta velocità
17401155	Adattatore E-Type a bassa velocità per manipolo dentale <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per 174010

Testine lucidanti monouso (HP)

Lucidatura ottimale grazie a un movimento oscillante. Questo previene anche lo sviluppo di calore eccessivo sul dente e la deformazione dei baffi.

N. articolo

- 174066 Testine lucidanti monouso (HP)
- Per manipolo dritto
 - Velocità max 3.000 giri/min
 - Monouso
 - Confezione da 100 pezzi

**Coppette lucidanti (RA)**

Denti perfettamente lucidi con una superficie smaltata altamente brillante.

N. articolo

- 176787 Coppette lucidanti (RA)
- Gambo tipo latch
 - Compatibile con manipolo contrangolo: 174026 & 174038
 - Confezione da 5 pezzi

**Serbatoio acqua pressurizzata per unità dentale**

- Crea una pressione ottimale
- Riempire con acqua distillata per proteggere lo scaler dall'accumulo di calcare

N. articolo

- 176875 Serbatoio acqua pressurizzata per unità dentale
- Struttura in plastica
 - Pressione di esercizio: fino a 3 bar
 - Volume: 5 litri





Spray antipolvere per manipolo dentale	
<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per rimuovere la polvere dai manipoli • Senza CFC • Include testina spray 	
N. articolo	
174880	Spray antipolvere per manipolo dentale



174010



17401150



17401155

Olio lubrificante per manipolo dentale		
N. articolo		Contenuto
174010	Olio lubrificante per manipolo dentale	500 ml
<ul style="list-style-type: none"> • Un lubrificante appositamente formulato, altamente efficace per manipoli e motori ad aria • L'applicazione frequente assicura prestazioni e durata di manipolo e micromotore ad aria • Adatto per manipoli ad alta e bassa velocità 		
17401150	Adattatore per motore ad aria / turbina per manipolo dentale	<ul style="list-style-type: none"> • Per manipoli ad alta velocità
17401155	Adattatore E-Type a bassa velocità per manipolo dentale	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per olio lubrificante per manipolo dentale (174010)




Pasta lucidante EICKEMEYER®		
<ul style="list-style-type: none"> • Per lucidare i denti dopo la rimozione del tartaro • Granulometria media • Sapore di menta piperita 		
N. articolo		Contenuto
176782	Pasta Prophy EICKEMEYER®	200 g
<ul style="list-style-type: none"> • Pasta lucidante 		



Spazzolino per la pulizia delle frese dentali	
Mantiene le frese pulite per consentire un taglio efficiente.	
N. articolo	
174908	Spazzolino per la pulizia delle frese dentali
<ul style="list-style-type: none"> • Per la pulizia delle frese dentali 	

Set di frese Schumacher per piccoli animali

N. articolo	Quantità	Forma
174106	Set completo, composto da:	
17410601	Fresa dentale (HP) • Misura 23	2 rotonda
17410609	Fresa dentale (FG) • Misura 23	5 rotonda
17410603	Fresa dentale (FG) • Misura 10	5 rotonda conica
17410604	Fresa dentale (FG) • Misura 12	5 rotonda conica
17410605	Fresa dentale (FG) • Misura 16	5 rotonda conica




17410601 17410609 17410603 17410604 17410605

Frese dentali rotonde (FG)

- La struttura in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata
- Confezione da 5 pezzi

N. articolo	Forma
17410608	Fresa dentale (FG), misura 14 • Velocità di lavoro consigliata: 70.000 – 220.000 giri/min • Fino a 450.000 giri/min
17410610	Fresa dentale (FG), misura 18 • Velocità di lavoro consigliata: 55.000 – 160.000 giri/min • Fino a 450.000 giri/min
17410609	Fresa dentale (FG), misura 23 • Velocità di lavoro consigliata: 40.000 – 120.000 giri/min • Fino a 300.000 giri/min



17410608

Fresa dentale conica rotonda (FG)

- Conica rotonda
- Confezione da 5 pezzi


N. articolo	Forma
17410603	Fresa dentale (FG) • Misura 10 • Per gatti
17410604	Fresa dentale (FG) • Misura 12 • Per cani di piccola taglia
17410605	Fresa dentale (FG) • Misura 16 • Per cani di taglia media e grande



17410603

Fresa di finitura conica (FG)

N. articolo	Forma
174209	Fresa di finitura conica (FG) • La struttura in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata • Confezione da 2 pezzi • Lunghezza: 6 mm





174105



176787

Set di frese dentali (RA) e coppe lucidanti (RA)

N. articolo

174105 Set di frese dentali (RA)

- Ampia selezione di frese per soddisfare tutte le procedure di routine su cani e gatti
- Set di 11 frese progettate dal Dr. Fahrenkrug

176787 Coppette lucidanti (RA)

- Confezione da 5 pezzi
- Compatibile con manico contrangolo: 174026 & 174038



Set di frese dentali (HP)

La costruzione in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata.

Include:

- Fresa rotonda – Misura 18
- Fresa conica piatta – Misura 14 & 23
- Fresa cono invertito – Misura 12 & 21

N. articolo

174205 Set di frese dentali (HP)

Fresa dentale rotonda (HP)

N. articolo

17410601 Fresa dentale (HP)


- Misura 23
- Rotondo
- Confezione da 2 pezzi



Fresa a fessura conica per roditori (HP)

N. articolo	Lunghezza mm
-------------	--------------

- | | | |
|--------|--|----|
| 177280 | Fresa a fessura conica per roditori (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per rimuovere la crescita eccessiva sui molari • Fessura conica a taglio incrociato • Gambo extra lungo • Confezione da 5 pezzi | 65 |
|--------|--|----|



Set di frese per manipolo dritto

N. articolo	Lunghezza mm
-------------	--------------


- | | | |
|--------|---|------|
| 174103 | Set di frese per manipolo dritto <ul style="list-style-type: none"> • Per manipolo dritto • Extra lungo | 44.5 |
|--------|---|------|



Fresa rivestita in diamante per roditori (HP)

N. articolo

- | | |
|--------|--|
| 174107 | Fresa rivestita in diamante per roditori (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per rimuovere la crescita eccessiva sui molari • Rivestita in diamante • Per manipolo dritto • Può essere utilizzata con la protezione per fresa dentale roditori (177282) |
|--------|--|



Protezione per fresa dentale per roditori (HP)

La protezione per i tessuti molli protegge la lingua e la guancia durante il rimodellamento delle superfici occlusali.

N. articolo

- | | |
|--------|--|
| 177282 | Protezione per fresa dentale per roditori (HP) |
|--------|--|





17734007

Taglierine dentali per roditori (HP)

- La struttura in carburo di tungsteno garantisce una lunga durata
- Ideale per rifiniture delicate e difficili
- Motivo a taglio incrociato

N. articolo		Forma	Lunghezza mm
17734006	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 21	cilindro	45
17734007	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 45	rotonda conica	50
17734008	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 60	rotonda conica	50

Tagliadischi diamantato SUPERFLEX

- Ideale per rifinire gli incisivi di roditori / conigli
- Adatto per sezionare i denti
- Indossare sempre la protezione per gli occhi (940010)
- Bordo rivestito in diamante



174455

N. articolo		Ø mm	Lunghezza mm
174455	Tagliadischi diamantato SUPERFLEX (HP)	13	45
174450	Tagliadischi diamantato SUPERFLEX (HP) • Utilizzare con la protezione di sicurezza per disco diamantato (177284)	21	45
174451	Tagliadischi diamantato SUPERFLEX (RA)	21	


Protezione di sicurezza per disco diamantato

- Protegge le strutture dei tessuti molli circostanti così come l'operatore dal disco diamantato rotante
- Utilizzare con disco diamantato (174450)
- Indossare sempre la protezione per gli occhi (940010)



N. articolo	
177284	Protezione di sicurezza per disco diamantato

Spatola linguale monouso




N. articolo		Lunghezza mm
177340005	Spatola linguale monouso • Angolato • Confezione da 10 pezzi	100

Divaricatori bocca per roditori

Un ausilio dentale essenziale durante l'esame della cavità orale di conigli e altri roditori.

N. articolo		Lunghezza mm
177303	Divaricatore bocca per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per cincillà • Leggera 	115
177304	Divaricatore bocca per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per conigli di taglia media e grande • Robusta 	110



177303



177304

Divaricatore bocca per conigli

Un ausilio dentale essenziale durante l'esame della cavità orale dei conigli, permette al veterinario di avere entrambe le mani libere.


N. articolo		Lunghezza mm
177330	Divaricatore bocca per conigli <ul style="list-style-type: none"> • Meccanismo a cricchetto a camma (autobloccante) • Robusta 	110



Divaricatore bocca da tavolo per conigli / roditori

L'animale anestetizzato può essere fissato in modo ottimale per ottenere il miglior accesso possibile alla cavità orale. L'altezza e l'inclinazione del piano di lavoro sono regolabili individualmente per ottenere la posizione di lavoro ottimale. Il divaricatore bocca è regolabile per adattarsi a qualsiasi dimensione di coniglio / roditore.

N. articolo	
177324	Divaricatore bocca da tavolo per conigli / roditori <ul style="list-style-type: none"> • Lunghezza (piano da tavolo): 28 cm • Larghezza (tra i supporti): 13,5 cm • Altezza: 29 cm





177302

177305


177306



177310


177311

177320



177307

177308



177314

177312

Dilatatori guancia per roditori

Aiuta a migliorare l'esame della cavità orale.

N. articolo		Lunghezza mm
177302	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Misura: Extra Piccola Per cavie e cincillà Dimensione lama (in mm): L 16 x L 13 	62
177305	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Misura: Media Per conigli di taglia media e grande Dimensione lama (in mm): L 21 x L 15 	85
177306	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Misura: Piccola Per conigli nani Dimensione lama (in mm): L 14 x L 11 	58
177310	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Misura: Piccola Lunga portata Dimensione lama (in mm): L 35 x L 10 	58
177311	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Per cincillà Dimensione lama (in mm): L 21 x L 9 che si restringe a L 21 x L 4 	60
177320	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> Misura: Extra Piccola Per piccoli animali Dimensione lama (in mm): L 11 x L 9 	35

Spatole linguali

Progettato per retrarre e proteggere i tessuti molli nella cavità orale.

N. articolo		Lunghezza mm
177307	Spatola linguale <ul style="list-style-type: none"> Dritto Piatto 	175
177308	Spatola linguale HOLLMANN <ul style="list-style-type: none"> Piccola Concava 	170
177309	Spatola linguale HOLLMANN <ul style="list-style-type: none"> Grande Concava 	190
174825	Spatola linguale HEIDEMANN <ul style="list-style-type: none"> Media 	170

MINI FRIEDMANN Rongeurs

Progettato con manici scanalati orizzontali per migliorare la presa. Il meccanismo a doppia molla consente l'apertura automatica.


N. articolo		Lunghezza mm
177314	MINI FRIEDMANN Rongeur <ul style="list-style-type: none"> Larghezza punta: 1,3 mm 	140
177312	MINI FRIEDMANN Rongeur <ul style="list-style-type: none"> Larghezza punta: 2,0 mm 	120

Taglia molari per roditori con carburo di tungsteno

N. articolo		Lunghezza mm
177316	Taglia molari per roditori (TC) <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per rifinire molari lunghi lasciando i denti con una superficie liscia • Meccanismo a doppia molla • Rimozione semplice di speroni e punte dei molari 	170
177318	Lima LEWIS – Dentellatura fine <ul style="list-style-type: none"> • Progettato con denti rivolti all'indietro 	180
177319	Lima dentale LEWIS – Premium <ul style="list-style-type: none"> • Rivestita in diamante 	180



177316



177319

Taglia molari per roditori

Aiuta a rimuovere speroni e ganci sui molari consentendo la visualizzazione delle superfici occlusali.

N. articolo		Lunghezza mm
177315	Taglia molari per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Per cincillà e conigli • Meccanismo a molla 	180
177317	Taglia molari per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Per cincillà • Punta angolata • Meccanismo a molla 	120




177315


Lussatori CROSSLEY

Progettato da David Crossley per estrarre sia gli incisivi dei conigli che degli animali domestici. L'estrazione evita la necessità di tagliare ripetutamente gli incisivi malocclusi e troppo cresciuti. Fornisce una soluzione sicura e precisa per estrazioni di successo.

N. articolo		Lunghezza mm
177322	Lussatore per incisivi (incisivi inferiori) <ul style="list-style-type: none"> • Per animali domestici • Per allentare ed estrarre gli incisivi 	195
177323	Lussatore per incisivi (incisivi superiori) <ul style="list-style-type: none"> • Per animali domestici • Per allentare ed estrarre gli incisivi 	190
17734003	Lussatore per incisivi <ul style="list-style-type: none"> • Per conigli 	190
17734004	Lussatore per molari <ul style="list-style-type: none"> • Per conigli 	170



177322



17734004



17734003



17734004



17734012



17734001



17734006



17734007



17734008



174455



177311



177310



177305



177306



177319



171411



177340005

Pinza per estrazione dei molari

Progettato con punte ad angolo retto per la zona stretta delle cavità orali dei roditori'.

N. articolo		Lunghezza mm
17734001	Pinza per estrazione dei molari	160

Kit dentale per conigli / roditori

Kit iniziale appositamente progettato per la diagnosi e il trattamento delle malattie dentali nei conigli da SCHUMACHER.

N. articolo		Lunghezza mm
177340	Set completo, composto da:	
17734003	Lussatore per incisivi CROSSLEY	190
17734004	Lussatore per molari CROSSLEY	170
17734012	Sonda parodontale • Punta graduata	155
17734001	Pinza per estrazione dei molari	160
17734006	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 21	45
17734007	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 45	50
17734008	Taglierine dentali roditori (HP) • Misura 60	50
174455	Tagliadischi diamantato SUPERFLEX (HP) • Ø 13 mm	45
177311	Dilatatore guancia per roditori • Per cincilla • Dimensione lama (in mm): L 21 x L 9 che si restringe a L 21 x L 4	60
177310	Dilatatore guancia per roditori • Misura: Piccola • Lunga portata • Dimensione lama (in mm): L 35 x L 10	58
177305	Dilatatore guancia per roditori • Taglia media • Per conigli di taglia media e grande • Dimensione lama (in mm): L 21 x L 15	85
177306	Dilatatore guancia per roditori • Taglia piccola • Per conigli nani • Dimensione lama (in mm): L 14 x L 11	58
177319	Lima dentale LEWIS - Premium • Rivestita in diamante	180
171411	PINZA DI FISSAZIONE GRAEFE • Con spillo	110
177340005	Abbassalingua monouso • Angolato • Confezione da 10 pezzi	100

Kit dentale motorizzato per roditori

La malattia dentale più comune nei roditori è la crescita eccessiva dei denti, che può interessare sia gli incisivi che i molari. Il nostro kit dentale motorizzato per roditori è stato progettato da Richard Saunders (Consulente veterinario della Rabbit Welfare Association and Fund) e fornisce tutti gli strumenti necessari per aiutarti a trattare i problemi più comuni.

N. articolo		Lunghezza mm
177341	Set completo, composto da:	
177305	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Taglia media • Per conigli di taglia media e grande • Dimensione lama (in mm): L 21 x L 15 	85
177306	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Taglia piccola • Per conigli nani • Dimensione lama (in mm): L 14 x L 11 	58
177310	Dilatatore guancia per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Misura: Piccola • Lunga portata • Dimensione lama (in mm): L 35 x L 10 	58
17734001	Pinza per estrazione dei molari	160
17734003	Lussatore per incisivi CROSSLEY	190
17734004	Lussatore per molari CROSSLEY	170
177304	Divaricatore bocca per roditori <ul style="list-style-type: none"> • Adatto per conigli di taglia media e grande • Robusta 	110
17734012	Sonda parodontale <ul style="list-style-type: none"> • Punta graduata 	155
17734007	Taglierine dentali roditori (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 45 	50
17734008	Taglierine dentali roditori (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Misura 60 	50
177280	Set di frese dentali per roditori (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Ideale per rimuovere la crescita eccessiva sui molari • Fessura conica a taglio incrociato • Gambo extra lungo 	65
177282	Protezione per frese dentali per roditori (HP)	
174450	SUPERFLEX Tagliadischi diamantato (HP) <ul style="list-style-type: none"> • Ø 21 mm 	45
177284	Protezione di sicurezza per disco diamantato	
177307	Spatola linguale <ul style="list-style-type: none"> • Dritto • Piatto 	175
177308	Abbassalingua HOLLMANN <ul style="list-style-type: none"> • Piccola • Concava 	170
177309	Abbassalingua HOLLMANN <ul style="list-style-type: none"> • Grande • Concava 	190
177319	Lima dentale LEWIS – Premium <ul style="list-style-type: none"> • Rivestita in diamante 	180
517050	Scatola portastrumenti premium <ul style="list-style-type: none"> • Realizzata in alluminio • Fondo e coperchio perforati • Dotata di chiusure laterali • Non autoclavabile • Dimensioni (in cm): L 30 x P 14 x H 7 	



177305



177306



177310



17734001



17734003



17734004



177304



17734012



17734007



17734008



177280



177282



174450



177284



177307



177308



177309



177319



517050



175050



175061



175072

Strumenti dentali DENTANOMIC – Set

Il tuo set completo di lussatori ed elevatori per la moderna pratica veterinaria.

Gli strumenti DENTANOMIC sono strumenti chirurgici di alta qualità con lame modulari temprate e indurite che rendono l'estrazione dentale in cani e gatti più facile, sicura e veloce.

- Le lame sono realizzate in acciaio inox temprato di altissima qualità e tagliano molto meglio degli strumenti convenzionali
- L'esclusivo design modulare consente una facile sostituzione delle lame quando sono smussate o danneggiate
- Il design ergonomico dell'impugnatura favorisce una presa sicura con il palmo, richiedendo solo una forza minima delle dita per stabilizzare il bordo di taglio
- Le impugnature standard sono perfettamente bilanciate e dimensionate per chirurghi con mani fino alla taglia 7,5 di guanti


N. articolo


175050	Set DENTANOMIC – Bronzo Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 2 impugnature (viola e oro) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Supporto di conservazione
175051	Set DENTANOMIC – Bronzo, impugnature lunghe Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 2 impugnature (viola e oro) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Supporto di conservazione
175060	Set DENTANOMIC – Argento Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 3 impugnature (verde, blu e rosa) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Set di lame lussatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Set di affilatura
175061	Set DENTANOMIC – Argento, impugnature lunghe Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 3 impugnature (verde, blu e rosa) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Set di lame lussatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Set di affilatura
175070	Set DENTANOMIC – Oro Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 5 impugnature (viola, oro, verde, blu e rosa) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Set di lame lussatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Set di affilatura • Contenitore per sterilizzazione
175071	Set DENTANOMIC – Oro, impugnature lunghe Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 5 impugnature (viola, oro, verde, blu e rosa) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Set di lame lussatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Set di affilatura • Contenitore per sterilizzazione
175072	Set DENTANOMIC – Oro, impugnature di misure miste Set completo, composto da: <ul style="list-style-type: none"> • 3 impugnature standard (verde, blu e rosa) • 2 impugnature lunghe (viola e arancione) • Set di lame elevatore (tutte le misure) • Set di lame lussatore (tutte le misure) • Supporto per sterilizzazione e conservazione • Set di affilatura • Contenitore per sterilizzazione

Impugnature DENTANOMIC		
N. articolo		Lunghezza mm
175000	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Blu	65
175001	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Verde	65
175002	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Rosa	65
175008	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Arancione	65
175009	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Viola	65
175005	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Asta più lunga • Blu	80
175006	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Asta più lunga • Verde	80
175007	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Asta più lunga • Rosa	80
175003	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Asta più lunga • Arancione	80
175004	Impugnatura ergonomica DENTANOMIC • Asta più lunga • Viola	80



Accessori DENTANOMIC		
N. articolo		Larghezza mm
175200	Supporto per conservazione e sterilizzazione • Per 9 lame DENTANOMIC • Con coperchio • Dimensioni (in cm): L 19 x P 8 x H 2	
175201	Kit di affilatura DENTANOMIC • 1 DMT DiaSharp (extra-fine) e 1 affilatore DMT DiaFold (extra-fine) • Extra fine • Affilatore diamantato • Nessun olio richiesto (affilare a secco o con acqua)	
175202	Contenitore di sterilizzazione DENTANOMIC • Per un massimo di 5 strumenti • Con vassoio rimovibile	
E17500001	Chiave di ricambio per manici DENTANOMIC	





Set di scollaperiostio DENTANOMIC

Set completo, composto da:

- 4 lame scollaperiostio (2, 4, 6 e 8 mm)
- Contenitore per sterilizzazione

N. articolo

175115 Set di scollaperiostio DENTANOMIC



Set di lame DENTANOMIC per piccoli animali

Set completo, composto da:

- 5 lame lussatore (1,5, 2, 3, 4 e 5 mm)
- 4 lame elevatore (2, 3, 4 e 5 mm)

N. articolo

175090 Set di lame DENTANOMIC per piccoli animali



Set di 5 lame DENTANOMIC per felini

Set completo, composto da:

- 3 lame lussatore (1,5, 2 e 3 mm)
- 2 lame elevatore (2 e 3 mm)

N. articolo

175080 Set di 5 lame DENTANOMIC per felini



175106



175102



Punte DENTANOMIC

N. articolo		Larghezza mm
175100	Punta elevatore alato DENTANOMIC	2
175101	Punta elevatore alato DENTANOMIC	3
175102	Punta elevatore alato DENTANOMIC	4
175103	Punta elevatore alato DENTANOMIC	5
175104	Punta lussatore DENTANOMIC	1,5
175105	Punta lussatore DENTANOMIC	2
175106	Punta lussatore DENTANOMIC	3
175107	Punta lussatore DENTANOMIC	4
175108	Punta lussatore DENTANOMIC	5
175109	Punta lussatore DENTANOMIC per cavalli	4
175110	Punta lussatore DENTANOMIC per cavalli	5

Elevatori

- Questi elevatori molto fini sono stati sviluppati specificamente per l'estrazione dei denti in gatti e cani di piccola taglia
- Inoltre, sono uno strumento efficace per sollevare radici dentali fratturate
- A causa del design si raccomanda di non esercitare troppa forza
- Gli elevatori possono essere affilati con l'uso di una mola

N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175322	Elevatore • Punta dritta	1	135
175323	Elevatore • Punta dritta	2	135
175803	Elevatore dentale per felini	2	170



175323



175803

Scollaperiostio

N. articolo		Lunghezza mm
176414	Scollaperiostio • Design ergonomico per una migliore guida dello strumento rispetto agli elevatori a doppia punta • Progettato per l'estrazione nei canini	150
175324	Scollaperiostio Molt • Punta affilata, appuntita e stretta utilizzata per sollevare il mucoperiostio • L'estremità leggermente più larga e arrotondata consente al chirurgo di rimuovere abbastanza tessuto da esporre l'osso • Entrambe le punte sono sottili e leggermente curve • Questo è uno degli strumenti più comunemente utilizzati in chirurgia orale	190
176415	Scollaperiostio a doppia punta • Le punte fini e arrotondate sono a forma di cucchiaio con un diametro di 4 e 6 mm • Sono più comunemente utilizzati per creare lembi dentali	205



176414




175324

Elevatori alati

Progettato con una lama affilata e ali laterali, che migliorano il contatto con le radici coniche.

N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175312	Elevatore alato	2	145
175313	Elevatore alato	3	145
175314	Elevatore alato	4	145
175315	Elevatore alato	5	145
175316	Elevatore alato	6	145




175312



175313



175319



Lussatori			
N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175317	Lussatore	1	125
175318	Lussatore	2	125
175319	Lussatore	3	125
175320	Lussatore	4	125
175321	Lussatore	5	125




Lussatore SCHUMACHER

Progettato con un bordo anteriore affusolato che lo rende ideale per l'uso con i gatti.

N. articolo

175309 Lussatore SCHUMACHER



Elevatore apicale

N. articolo		Lunghezza mm
175405	Elevatore apicale • Dritto	145



ELEVATORI dentali BEIN

La configurazione a cucchiaio di questi elevatori aiuta a guidarli nella tasca parodontale, offrendo una leva aggiuntiva e riducendo i danni gengivali.

N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175302	ELEVATORE DENTALE BEIN	2	135
175303	ELEVATORE DENTALE BEIN	3	135
175304	ELEVATORE DENTALE BEIN	4	135
17530801	ELEVATORE DENTALE BEIN	5	135



175302

ELEVATORI dentali BEIN modificati

La configurazione a cucchiaio di questi elevatori aiuta a guidarli nella tasca parodontale, fornendo una leva aggiuntiva e riducendo i danni gengivali.

N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175305	ELEVATORE DENTALE BEIN modificato	2	135
175306	ELEVATORE DENTALE BEIN modificato	3	135
175307	ELEVATORE DENTALE BEIN modificato	4	135
175308	ELEVATORE DENTALE BEIN modificato	5	135




175308

Sonde parodontali

Progettato con una punta smussata per l'esplorazione sottogengivale.

N. articolo		Lunghezza mm
17734011	Sonda parodontale • A doppia estremità • Punta graduata	170
17734012	Sonda parodontale • Punta graduata	155
17647202	Sonda parodontale • Punta graduata	160
176456	Sonda parodontale • Punta graduata	160
176459	Sonda parodontale / Esploratore • Misura 9	155
176467	Sonda parodontale / Esploratore • Misura 17	170



17734011

17647202




176410

176412

176422

Strumenti dentali per piccoli animali

N. articolo		Lunghezza mm
176410	JAQUETTE Scaler sopragengivale	165
176412	Curette sottogengivale • Progettato con una lama a 70° rispetto al manico	165
176422	Specchio dentale • Larghezza: 22 mm	165




17647203

17647206

Curette sottogengivali / Elevatori periostali dentali

N. articolo		Lunghezza mm
17647203	Curette Gracey sottogengivale • Misura 3/4" • Adatto per i denti incisivi	170
17647204	Curette Gracey sottogengivale • Misura 9/10" • Adatto per le superfici buccali e linguali dei denti molari	170
17647206	Elevatore periostale dentale • Progettato per aiutare a sollevare il tessuto molle a tutto spessore • Affilare regolarmente • A doppia estremità 3,4 / 4,6 mm	170
17647207	STRUMENTO COMBINATO GLICKMANN • Lama / elevatore periostale • Larghezza punta: 4 mm	175
166014	Elevatore periostale WILLIGER • Progettato con un manico largo e scanalato orizzontalmente per migliorare il controllo • Larghezza: 5 mm	130
166016	Elevatore periostale WILLIGER • Larghezza: 6,5 mm	160



Scollaperiostio

N. articolo		Lunghezza mm
176413	Scollaperiostio	180

Elevatore dentale FAHRENKRUG

Progettato per aiutare l'estrazione dei denti decidui.

N. articolo		Larghezza mm	Lunghezza mm
175801	ELEVATORE DENTALE FAHRENKRUG • Per cani	2	200
175802	ELEVATORE DENTALE FAHRENKRUG • Per gatti e cani di piccola taglia	3	190


175801



Pietra per affilare Arkansas

- Adatta per affilare gli elevatori dentali
- Utilizzare olio come lubrificante per evitare che le particelle di acciaio ostruiscano i pori della pietra

N. articolo		Larghezza cm	Lunghezza cm
176480	Pietra per affilare Arkansas	5.1	5.1



Pinza per estrazione dentale

Esistono diverse configurazioni di pinze per estrazione per "adattarsi" alle diverse forme dei denti e dovrebbero essere utilizzate insieme agli elevatori dentali per facilitare la rimozione dei denti.

N. articolo		Lunghezza mm	Forma
176010	Pinza per estrazione dentale • Rivestita in diamante	110	diritto
176011	Pinza per estrazione dentale • Premolari	110	diritto
176016	Pinza per estrazione dentale • Radici	165	diritto
176015	Pinza per estrazione dentale • Premolari, incisivi, radici • Rivestita in diamante	165	diritto
176017	Pinza per estrazione dentale • Premolari, incisivi, radici	165	diritto

176010





Pinza WITZEL per estrazione radici
 Progettata per estrarre frammenti di radice dall'arcata mascellare.

N. articolo		Lunghezza mm
176215	Pinza WITZEL per estrazione radici	150



Pinza STIEGLITZ per estrazione radici
 Progettata con punte strette per afferrare le radici dentali fratturate nei gatti e nei cani di piccola taglia.

N. articolo		Lunghezza mm
176020	Pinza STIEGLITZ per estrazione radici	130



Divaricatore Minnesota
 Questo divaricatore è stato sviluppato specificamente per scopi veterinari.
 Utilizzato per sollevare e proteggere i tessuti durante le estrazioni chirurgiche mentre si utilizza un trapano ad alta velocità.
 Un'estremità tiene indietro la guancia e l'altra mantiene la lingua lontana dall'area chirurgica, un divaricatore multifunzione.

N. articolo		Lunghezza mm
176022	Divaricatore Minnesota	155

Pinza per estrazione apici radicolari

Per una facile rimozione degli apici radicolari. Le estremità seghettate e leggermente curve consentono una facile estrazione. Le pinze si aprono automaticamente grazie alla molla e sono ottimizzate ergonomicamente grazie alla loro forma curva.

N. articolo		Lunghezza mm
176023	Pinza per estrazione apici radicolari	150



Pinza per estrazione ad angolo retto

Le ganasce ad angolo retto riducono il rischio di frattura del dente durante l'estrazione. Non incontrandosi all'estremità, riducono il rischio di rompere i denti piccoli. Le piccole impugnature a molla offrono una sensazione tattile migliore.

Le piccole impugnature a molla offrono una sensazione tattile migliore, utile per l'estrazione dei denti decidui nei gatti e nei cani di piccola taglia.


N. articolo		Lunghezza mm
176025	Pinza per estrazione ad angolo retto • Per gatti e cani di piccola taglia	125




Forbici gengivali LaGrange

A forma di S: per un taglio ergonomico

N. articolo		Lunghezza mm
115100	Forbici gengivali LaGrange	115





176401

176403

176404

176406

Scaler manuali dentali

Utile per rimuovere il tartaro dentale.

N. articolo		Lunghezza mm
176401	Scaler manuale dentale • A forma di uncino	150
176402	Scaler manuale dentale • Scalpello per smalto	150
176403	Scaler manuale universale • Sinistra	155
176404	Scaler manuale universale • Destra	145
176405	Scaler manuale dentale • Scalpello	150
176406	Scaler manuale dentale • Scalpello • Robusta	150

Kit odontoiatrico piccolo per gatti

Piccolo kit dentale per gatti di MIHALJEVIĆ.



134009

110609



176413

175405

175312

175302

N. articolo		Lunghezza mm	Forma
176471	Set completo, composto da:		
134009	Pinza per schegge FEILCHENFELD	90	
110609	Forbici Iris	90	dritto
176413	Scollaperiostio • Larghezza punta: 2 e 3 mm	180	
175405	Elevatore apicale	145	dritto
175312	Elevatore alato • Larghezza: 2 mm	145	
175302	ELEVATORE DENTALE BEIN • Larghezza: 2 mm	135	curvo

Grande kit odontoiatrico per gatti

Kit appositamente progettato per la diagnosi e il trattamento delle malattie dentali nei gatti da MIHALJEVIĆ.

N. articolo		Lunghezza mm	Forma
176470	Set completo, composto da:		
134009	Pinza per schegge FEILCHENFELD	90	
110609	Forbici Iris • S / s	90	dritto
124009	FORBICI PER PUNTI SPENCER	90	
176020	Pinza per estrazione radici STIEGLITZ	130	
176011	Pinza per estrazione dentale • Premolari	110	dritto
176215	Pinza WITZEL per estrazione radici	150	
175405	Elevatore apicale	145	dritto
175302	ELEVATORE DENTALE BEIN • Larghezza: 2 mm	135	
175312	Elevatore alato • Larghezza: 2 mm	145	
17734011	Sonda parodontale • A doppia estremità • Punta graduata	170	
175803	Elevatore dentale per felini • Larghezza: 2 mm	170	
176413	Scollaperiostio • A doppia estremità	180	fine



134009



110609



124009



176020



176011



176215



175405



175302



175312



17734011



175803



176413



17647206



17647207



17647204



17647203



17647202



17734011



132912



972016



170710



152414



17647205



100503



98100711

Kit odontoiatrico per cani e gatti

Kit iniziale per la diagnostica dentale e la chirurgia parodontale in cani e gatti.

N. articolo		Lunghezza mm	Forma
176472	Set completo, composto da:		
17647206	Scollaperiostio dentale • A doppia estremità • Per gatti	170	
17647207	STRUMENTO COMBINATO GLICKMANN • A doppia estremità • Per cani	175	
17647204	Curette Gracey sottogengivale • Misura 9/10" • Adatto per le superfici buccali e linguali dei denti molari	170	
17647203	Curette Gracey sottogengivale • Misura 3/4" • Adatto per i denti incisivi	170	
17647202	Sonda parodontale	160	
17734011	Sonda parodontale • A doppia estremità • Punta graduata	170	
132912	Pinza per tessuti ADSON-BROWN • Delicata • 9 x 9 denti	120	
972016	Pinza da medicazione – Base	160	
170710	Pinza per iride GRAEFE	100	curvo
152414	Porta-ago MATHIEU-OLSEN (TC) • Con forbici	140	
17647205	Forbici MAYO • BL / bl	145	dritto
100503	Manico per bisturi chirurgico n. 3 • Lame misure da 10 a 15	125	
98100711	Lama per bisturi EICKEMEYER® misura 11 • Adatta al manico per bisturi n. 3		

Kit di strumenti dentali per cani e gatti

Il nostro kit dentale fornisce tutti gli strumenti necessari per aiutarti ad affrontare le condizioni dentali più comuni. Include il nuovo set di divaricatori bocca EICKEMEYER®, così le procedure e le correzioni dentali in gatti e cani possono ora essere eseguite in modo ancora più sicuro.

N. articolo		Lunghezza mm	Forma
177371	Set completo, composto da:		
175405	Elevatore apicale	145	dritto
175312	Elevatore alato • Larghezza: 2 mm	145	
175305	Scollaperiostio BEIN modificato • Larghezza: 2 mm	135	dritto
175306	Scollaperiostio BEIN modificato • Larghezza: 3 mm	135	dritto
175307	Scollaperiostio BEIN modificato • Larghezza: 4 mm	135	dritto
175801	BEIN Scollaperiostio dentale • Per cani • Larghezza: 2 mm	200	
175802	BEIN Scollaperiostio dentale • Per gatti e cani di piccola taglia • Larghezza: 3 mm	190	
17734011	Sonda parodontale • A doppia estremità • Punta graduata	170	
17647203	Curette Gracey sottogengivale • Misura 3/4" • Adatto per i denti incisivi	170	
17647204	Curette Gracey sottogengivale • Misura 9/10" • Adatto per le superfici buccali e linguali dei denti molari	170	
176020	Pinza per estrazione radici STIEGLITZ	130	
176011	Pinza per estrazione dentale • Premolari	110	dritto
20012005	Divaricatore bocca EICKEMEYER® • Misura XS • 3 – 4 cm		
20012004	Divaricatore bocca EICKEMEYER® • Taglia S • 4 – 6 cm		
20012003	Divaricatore bocca EICKEMEYER® • Misura M • 6 – 8 cm		
20012002	Divaricatore bocca EICKEMEYER® • Misura L • 9 – 11.5 cm		
20012001	Divaricatore bocca EICKEMEYER® • Misura XL • 12 – 15 cm		
517050	Scatola portastrumenti premium • Realizzata in alluminio • Fondo e coperchio perforati • Dotata di chiusure laterali • Non autoclavabile • Dimensioni (in cm): L 30 x P 14 x H 7		




175405 175312 175305 175306



175307 175801 175802 17734011




17647203 17647204 176020 176011



20012005 20012004 20012003 20012002 20012001



517050



Set di divaricatori bocca EICKEMEYER®

Con il set di divaricatori bocca EICKEMEYER® le procedure e le correzioni dentali in gatti e cani possono ora essere eseguite in modo ancora più sicuro. Questi innovativi divaricatori bocca sono composti da due cilindri che possono essere regolati in lunghezza tramite una filettatura. Grazie a questa caratteristica i divaricatori possono essere facilmente adattati alla bocca del paziente. Grazie alla regolazione definita non è più possibile una tensione eccessiva, quindi si possono evitare danni e lesioni irreparabili.

- Materiale: plastica dura
- Facile da pulire e disinfettare
- Radiotrasparente
- Set di 5 misure

N. articolo	
200120	Set completo, composto da:
20012005	Divaricatore boccale EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Misura XS • 3 – 4 cm
20012004	Divaricatore bocca EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Misura S • 4 – 6 cm
20012003	Divaricatore bocca EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Misura M • 6 – 8 cm
20012002	Divaricatore bocca EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Misura L • 9 – 11.5 cm
20012001	Divaricatore boccale EICKEMEYER® <ul style="list-style-type: none"> • Misura XL • 12 – 15 cm

Divaricatori boccali dentali in legno

Essendo realizzati in legno, questi divaricatori boccali sono eccezionalmente leggeri e consentono un accesso sicuro alla bocca.

N. articolo	Lunghezza mm
200007	70
200009	90

Modelli dentali

- La mandibola trasparente con cerniera aiuta a visualizzare le radici di tutti i denti (incisivi, canini, premolari, molari)
- Può essere separato per un esame più approfondito
- Ideale per l'educazione del cliente

N. articolo	
174095	Modello dentale gatto
174096	Modello dentale cane
174091	Modello dentale roditore

Accessori di posizionamento DENTO-DORM®

- I prodotti DENTO-DORM® sono sviluppati, prodotti e testati clinicamente secondo rigorose linee guida in Germania
- Aiuto al posizionamento isolante e caldo realizzato in robusta schiuma rigida
- Adatto per procedure dentali, radiografie e altri interventi chirurgici per cani, gatti e piccoli animali

N. articolo

- | | |
|--------|---|
| 605960 | Materasso DENTO-DORM® <ul style="list-style-type: none"> • Include: quattro cunei di posizionamento • Dimensioni (in cm): L 75 x P 30 x H 8 |
| 605961 | Supporto per il posizionamento della testa DENTO-DORM® <ul style="list-style-type: none"> • Due per set |



605960



605961

Spugne tracheali DENTO-DORM®

Realizzata in gomma cellulare, questa è una spugna sigillante per la trachea, particolarmente utile durante la rimozione del tartaro e i trattamenti dentali. La spugna tracheale DENTO-DORM® ha un'apertura di uscita ermeticamente sigillata per il tubo tracheale. Tutte le spugne tracheali sono autoclavabili.

N. articolo

- | | |
|--------|---|
| 178260 | Set di spugne tracheali DENTO-DORM® <ul style="list-style-type: none"> • Il set include 48 spugne tracheali e una custodia per il trasporto |
| 178261 | Confezione di ricarica spugne tracheali DENTO-DORM® <ul style="list-style-type: none"> • Include: 12 spugne grosse • 3 misure diverse |
| 178262 | Confezione di ricarica spugne tracheali DENTO-DORM® <ul style="list-style-type: none"> • Include: 36 spugne fini • 6 misure diverse |




178260



604200



604306



604301



604303



604305

Tavolo a forbice a sollevamento basso II

- Tavolo da visita e chirurgia a forma di forbice
- Modello fisso
- Il tavolo operatorio elettrico aiuta a proteggere la schiena
- Altezza regolabile: da 28 a 110 cm
- Struttura in acciaio inox
- Piano liscio e piatto con bordi antigoccia e foro di scarico (solo modello standard)
- Il piano del tavolo ha una piastra in legno sottostante per un funzionamento silenzioso
- Funzionamento elettrico tramite pedale, comando manuale disponibile su richiesta
- Quattro piedini regolabili
- Fermagli fissi
- Dimensioni piano tavolo (in cm): L 130 x P 60

N. articolo

604200	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Acciaio inox
604201	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: rosso fiamma
604202	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: verde lime
604203	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: blu notte
604204	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: arancione rosso
604205	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: verde muschio
604206	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: rosa
604207	Tavolo a forbice a sollevamento basso II • Colore: bianco puro
604306	Kit mobile per Tavolo a Forbice II • Con batteria ricaricabile
604307	Kit batteria per Tavolo a Forbice II • Per funzionamento wireless per tavolo fisso • Venduto solo come batteria
604301	Opzione inclinazione elettrica • Azionamento a pedale • Meccanismo di inclinazione fino a 35° • Non può essere combinato con l'opzione bilancia (art. n. 604305) • ATTENZIONE: Tavolo non incluso
604303	Vassoio dentale curvo • Per Tavolo a Forbice a Bassa Sollevazione II • Con vassoio rimovibile con griglia • Dimensioni vassoio (in cm): L 50 x P 35
604304	Sistema di guide DIN per tavolo • Laterale • Applicabile
604305	Opzione bilancia integrata • Intervallo di pesatura: 0 – 120 kg • ATTENZIONE: Non può essere combinato con il meccanismo di inclinazione (art. n. 604301)

INDICE

A		M	
Accessori di posizionamento	41	Manipoli dentali a bassa velocità	10
Accessori per DigiVet CR PREMIUM	5	Modelli dentali	40
C		O	
Carrello dentale mobile	12	Olio lubrificante per manipolo dentale	16
Comprese disinfettanti per Profident / Profident PLUS	12	P	
Compressore d'aria per unità dentale	9	Pasta lucidante EICKEMEYER®	16
Coppette lucidanti (RA)	15	Pietra per affilare Arkansas	33
Curette sottogengivali	32	Pinze da estrazione	24, 33-35
D		Protezione di sicurezza per disco diamantato	20
Detartratore dentale EickSonic II	13	Protezione frese dentali (HP)	19
Detergente per unità di aspirazione dentale	12	Pulizia e manutenzione delle turbine dentali	11
Dilatatori guancia per roditori	22	R	
Divaricatore Minnesota	34	Rongeurs	22
Divaricatori bocca per conigli e roditori	21	S	
Divaricatori orali per piccoli animali	40	Scaler manuali dentali	36
E		Scanner radiografico dentale (CR)	4
Elevatori	29 - 33	Scollaperiostio	29, 32
F		Sensore radiografico dentale (DR)	3
Forbici per gengive	35	Serbatoio acqua pressurizzata per unità dentale	15
Fresa di rifinitura conica (FG)	17	Set di frese per manipolo dritto	19
Frese dentali (FG)	17	Set di frese Schuhmacher per piccoli animali	17
Frese dentali (HP)	18, 19	Sistema portatile di radiografia dentale	2
Frese dentali (RA)	18	Spatole linguali	20, 22
G		Spazzolino per la pulizia delle frese dentali	16
Generatore di raggi X dentale	2	Spugne tracheali	41
K		Spray antipolvere per manipolo dentale	16
Kit iniziale per piccoli animali	14	Strumenti dentali DENTANOMIC e accessori	26 - 28
Kit iniziale Profident / Profident PLUS	8	Strumenti dentali per piccoli animali	32
Kit odontoiatrici per cani e gatti	38, 39	Sonde parodontali	31
Kit odontoiatrici per gatti	36, 37	T	
Kit odontoiatrici per roditori	24, 25	Tagliadischi diamantato SUPERFLEX	20
L		Tagliamolari per roditori	23
Luci per esame e sala operatoria	42	Taglierine dentali per roditori (HP)	20
Lussatori	30	Tavolo a forbice	42
Lussatori CROSSLEY	23	Testine lucidanti monouso (HP)	15
Lussatori SCHUMACHER	30	Turbine dentali ad alta velocità	9
		U	
		Unità dentale Cocoon Spray	13
		Unità dentale mobile Profident	6
		Unità dentale mobile Profident PLUS	7
		Unità lucidatrice/trapano dentale	14

EICKEMEYER S.R.L.
Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia
T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it
www.eickemeyer.it