



OxyVet III
Generatore di ossigeno

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Una boccata di ossigeno



213175

OxyVet III Generatore di ossigeno

Il generatore ossigeno aspira l'aria dall'ambiente circostante, separa l'ossigeno dagli altri gas presenti nell'aria ed eroga ossigeno ad alta concentrazione.

Caratteristiche

- ▶ Portata: da 0,5 a 5 l/min
- ▶ Concentrazione di ossigeno: 93% $\pm$ 3%
- ▶ Livello di rumorosità: 40 dBA (50 Hz)
- ▶ Requisiti elettrici: 230 V / 50 Hz
- ▶ Consumo energetico: circa 290 Watt a 2 l/min e circa 312 Watt a 5 l/min
- ▶ Include tubo per ossigeno da 2,1 metri
- ▶ Dimensioni (in cm): L 34 x P 30,4 x A 62
- ▶ Peso: 16,3 kg
- ▶ Garanzia di 3 anni

213175

Gorgogliatore per generatore di ossigeno

- ▶ Umidifica l'ossigeno prima dell'erogazione al paziente
- ▶ Compatibile con OxyVet III (213175) e OxyVet III PLUS (213177)

213176