



Ecografo MAGIC 3000 PLUS

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Tecnologia avanzata ad un prezzo vantaggioso!

Ecografo MAGIC 3000 PLUS

Il nuovo MAGIC 3000 PLUS stupisce non solo per il suo nuovo design, ma anche per molte nuove funzioni e caratteristiche. Il Power Doppler (PDI) e PW-Doppler permettono una valutazione del flusso sanguigno in diverse condizioni cliniche e l'imaging avanzato fornisce risultati di riproduzione dell'immagine eccezionali per questa categoria di dispositivi.



- ▶ I moderni strumenti di miglioramento delle immagini garantiscono un'ottima visualizzazione immagine
- ▶ Le immagini ed i report possono essere trasferiti direttamente al computer o salvati nella memoria interna
- ▶ Con iStation™, le informazioni sui pazienti sono sempre a portata di mano
- ▶ I pulsanti personalizzati consentono la personalizzazione
- ▶ Monitor LCD: oltre 30 cm di diagonale, inclinabile
- ▶ Modalità Cine con funzione di memoria (5 sec.)
- ▶ Esportazione immagini nei formati Windows
- ▶ Didascalia immagine dalla libreria
- ▶ Misure: distanza, area, volume, circonferenza, angolo, calcolo della gravidanza veterinaria
- ▶ Lunga durata della batteria fino a 2 ore (opzionale)
- ▶ Modalità immagine: B, B + B, M, B + M
- ▶ PDI (Power Doppler) e PW Doppler
- ▶ TGC 8x: bilanciamento dell'intensità del segnale di diversi strati
- ▶ iTouch™: impostazione automatica del Gain
- ▶ iClear™: migliora la risoluzione dell'immagine
- ▶ iZoom™: immagine ingrandita nel monitor
- ▶ iBeam™: migliora la risoluzione dell'immagine in tempo reale
- ▶ iStation™: gestione dei pazienti, archiviazione di immagini e dati
- ▶ Spazio di archiviazione SSD interno
- ▶ Due porte USB
- ▶ Uscite: video composito, VGA, S-video
- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 30 x A. 36 x P. 16
- ▶ Peso: 5,5 kg

304045

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it



Ecografo MAGIC 3000 PLUS

veterinary technology for life

Eickemeyer®



303710



304021



303711



304022



304042

Accessori opzionali

Sonda 6,5 MHz micro-convex

- ▶ 5,0–8,5 MHz

303710

Sonda 7,5 MHz lineare a T

- ▶ 5,0–10,0 MHz

303711

Sonda 5,0 MHz lineare, rettale

- ▶ 4,0–7,5 MHz

304021

Sonda 7,5 MHz lineare, rettale

- ▶ 5,0–10,0 MHz

304022

Batteria

- ▶ Funzionamento fino a 2 ore

304041

Trolley

- ▶ Dimensioni (in cm): La. 47 x Al. 87 x P. 54

304042

Custodia per trasporto

- ▶ Per un trasporto sicuro dell'apparecchiatura

304043

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it