



Calm Carrier –
gabbia trasporto per gatti

veterinary technology for life

Eickemeyer®

No stress!

Calm Carrier – gabbia trasporto per gatti

Innovativo trasportino scorrevole per gatti, ideale per le visite dal veterinario

Il Calm Carrier è un trasportino di nuova concezione per gatti, che semplifica notevolmente l'inserimento e l'estrazione dell'animale. Il cassetto scorrevole brevettato evita forzature e riduce lo stress associato al trasporto sia per i pazienti che per i loro proprietari.



- ▶ Realizzato in plastica repellente agli odori e allo sporco
- ▶ Finitura lucida e di facile manutenzione
- ▶ Buona fattura con una robusta porta a filo
- ▶ Ottima ventilazione
- ▶ Per piccoli animali fino a 9 kg di peso corporeo
- ▶ Facile autoassemblaggio
- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 51 x Pr. 36 x Al. 33
- ▶ Peso: 2,5 kg
- ▶ Venduto in set da 3 pezzi

643000

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it