



Doppler EICKEMEYER®

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Mantenere il sangue freddo



217210

Doppler EICKEMEYER®

Il Doppler Eickemeyer viene usato per misurare in maniera affidabile e non invasiva la pressione sistolica di piccoli animali (anche gatti). La misurazione avviene sulle arterie superficiali.

- ▶ Alta sensibilità per un segnale chiaro
- ▶ Con controllo del volume e jack per cuffie
- ▶ Alimentazione indipendente con batteria ricaricabile integrata
- ▶ Inclusa sonda concava 8 MHz per il posizionamento sulla parte inferiore del carpo (giunto principale avampiede) o sul fondo coda dell'animale
- ▶ Sonda con grande zona di scarico per una migliore rilevazione del flusso di sangue
- ▶ Utilizzato in aggiunta al monitoraggio acustico del flusso sanguigno in anestesia
- ▶ Inclusa una bottiglia di Gel EICKEMEYER® 303936
- ▶ Frequenza ultrasuoni: 8 MHz
- ▶ Tempo di funzionamento: 6 ore
- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 17,5 x La. 8 x AL. 2,5
- ▶ Peso con batteria: 300 g

217210



217308



217309

Sfigmomanometro

- ▶ Utilizzabile con una sola mano
- ▶ Include 2 braccioli (La. 5 cm e 7,5 cm) per piccoli animali

217309

Bracciolo 1,9 cm

- ▶ Specialmente adatto per gatti di piccola taglia

217307

Bracciolo 3,3 cm

- ▶ Specialmente adatto per gatti e cani di piccola taglia

217308

Bracciolo 10 cm

- ▶ Specialmente adatto per cani di taglia grande

217311

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it