

ENDOSCOPIA EICKVIEW LED- VIDEOENDOSCOPI

Versatile e innovativo

*Ultra
compatto*

*Visione
eccezionale*



Endoscopia

VERSATILE E INNOVATIVO EICKVIEW LED-VIDEOENDOSCOPI

Grazie alle loro dimensioni estremamente compatte, i Video endoscopi EickView LED rappresentano la soluzione ideale per la bronco-, gastro-, rino-, trache-, uretro- e vaginoscopia in cani e gatti e per l'esame del tratto superiore delle vie respiratorie nei cavalli.



Alta mobilità'

Sistema autonomo che include una potente fonte di luce LED ed una telecamera ad alta risoluzione.

Facile documentazione

Immagini e video possono essere registrati ed archiviati sulla scheda SD integrata.

Qualità dell'immagine perfetta

La nuova tecnologia CMOS Chip garantisce immagini e video ad alta risoluzione.

Numerose possibilità

Il canale di lavoro integrato permette di effettuare biopsie, estrarre corpi estranei, irrigare, ecc.

Semplice da pulire

La semplicità con la quale è realizzato ne permette una pulizia accurata in modo rapido.

"Noi utilizziamo il nostro videoendoscopio EickView LED regolarmente; è uno strumento estremamente versatile che fornisce dati preziosi e di elevata qualità per la nostra struttura veterinaria".

rivoluzionario



ENDOSCOPIA VIDEOENDOSCOPI LED

EickView 60S

- ▶ Lunghezza di lavoro: 60 cm
- ▶ Ø esterno: 3,3 mm
- ▶ Diametro canale di lavoro: 1,2 mm
- ▶ Flessibilità della punta:
180° verso l'alto,
130° verso il basso

306009

EickView 60

- ▶ Lunghezza di lavoro: 60 cm
- ▶ Ø esterno: 4,2 mm
- ▶ Diametro canale di lavoro: 1,3 mm
- ▶ Flessibilità della punta:
180° verso l'alto,
130° verso il basso

306011

EickView 70

- ▶ Lunghezza di lavoro: 70 cm
- ▶ Ø esterno: 6,0 mm
- ▶ Diametro canale di lavoro: 2,0 mm
- ▶ Flessibilità della punta:
180° verso l'alto,
130° verso il basso

306010

EickView 100E

- ▶ Lunghezza di lavoro: 100 cm
- ▶ Ø esterno: 8,0 mm
- ▶ Diametro canale di lavoro: 2,8 mm
- ▶ Flessibilità della punta:
150° verso l'alto,
130° verso il basso

306166

EickView 150E

- ▶ Lunghezza di lavoro: 150 cm
- ▶ Ø esterno: 8,0 mm
- ▶ Diametro canale di lavoro: 2,8 mm
- ▶ Flessibilità della punta:
130° verso l'alto,
130° verso il basso

306164



306009

- ▶ Monitor pieghevole da 3,5" per la riproduzione di video e immagini
- ▶ Registrazione e archiviazione su scheda SD
- ▶ Può essere collegato ad un monitor più grande
- ▶ Formato dati: JPG, AVI
- ▶ Fonte di luce LED integrata
- ▶ Autonomia della batteria fino a 3 ore
- ▶ Porta USB e uscita video
- ▶ Profondità di campo: 5 – 80 mm (EickView 60S: 5 – 50 mm)
- ▶ Direzione visuale: 0°
- ▶ Angolo visuale: 110°

306009 – 306166

Endoscopia

ACCESSORI PER VIDEOENDOSCOPI EICKVIEW LED



PINZA BIOPSIA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306311	Per EickView 60S/60
306314	Per EickView 70
306319	Per EickView 100E
306316	Per EickView 150E



PINZA CORPI ESTRANEI PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306211	Per EickView 60S/60
306214	Per EickView 70
306219	Per EickView 100E
306216	Per EickView 150E



PINZA DENTATA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306431	Per EickView 60S/60
306435	Per EickView 70
306430	Per EickView 100E
306434	Per EickView 150E



PINZA DA PRESA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306340	Per EickView 60S/60
306346	Per EickView 70
306341	Per EickView 100E
306342	Per EickView 150E



PINZA A CESTELLO PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306336	Per EickView 60S/60
306332	Per EickView 70
306338	Per EickView 100E/150E



PINZA PER POLIPECTOMIA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306426	Per EickView 70
306421	Per EickView 100E
306423	Per EickView 150E



SPAZZOLA PER CITOLOGIA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306415	Per EickView 60S/60
306416	Per EickView 70/100E
306418	Per EickView 150E



SPAZZOLA PER PULIZIA PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306444	Per EickView 60S/60
306440	Per EickView 70
306445	Per EickView 100E
306442	Per EickView 150E



CATETERE PER ASPIRAZIONE PER EICKVIEW ENDOSCOPI

306353	Per EickView 60
306354	Per EickView 100E
306352	Per EickView 150E