



Lampada a fessura portatile
KOWA SL-19

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Leggera ed affidabile

Lampada a fessura KOWA SL-19

Il nuovo modello SL-19, con la sua forma arrotondata e l'impugnatura ricurva con un diametro dell'impugnatura ottimizzato, garantisce una migliore ergonomia e sicurezza durante la presa. Anche il peso della lampada a fessura portatile è stato notevolmente ridotto grazie all'installazione di resina rinforzata con fibra di vetro, che impedisce al veterinario di affaticarsi rapidamente.



- ▶ Retroilluminazione e illuminazione a luce blu per l'osservazione della fluorescenza
- ▶ La retroilluminazione può essere utilizzata contemporaneamente alla luce e a fessura
- ▶ Retroilluminazione e luce blu regolabili con una mano in tre livelli di luminosità
- ▶ Lunghezza della fessura regolabile all'infinito (1,5 - 12 mm)
- ▶ Tempo di funzionamento più lungo: tempo di illuminazione continua fino a 6 ore alla massima intensità
- ▶ Disponibile in 5 colori: bianco, nero, blu, verde e rosa

Specifiche tecniche

- ▶ Ingrandimento: 10x e 16x
- ▶ Distanza di lavoro: circa 80 mm con ingrandimento 16x, circa 100 mm con ingrandimento 10x
- ▶ Campo visivo effettivo: Ø 10 mm con ingrandimento 16x, Ø 15 mm con ingrandimento 10x
- ▶ Larghezza fessura: Ø 0,1, Ø 0,2, Ø 0,8 mm
- ▶ Dimensioni del punto: Ø 1, Ø 5, Ø 12 mm (lunghezza della fessura regolabile in continuo da 1,5 a 12 mm)
- ▶ Intensità luminosa: 200 - 20.000 lux (regolabile in continuo)
- ▶ Alimentazione: 3 batterie AA (DC 4,8 - 6,4 V)
- ▶ Dimensioni (in mm): L 197 x P 107 x H 238
- ▶ Peso (senza batterie): solo 620 g

173690

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it



Lampada a fessura portatile
KOWA SL-19

Accessori opzionali per KOWA SL-19

- ▶ Adatto per documentazione di immagini con l'aiuto di smartphone
- ▶ Semplice da utilizzare
- ▶ Si collega e scollega in pochi secondi
- ▶ Smartphone non incluso

Adattatori per iPhone

Adattatore per iPhone 14 Pro Max **173635** Adattatore per iPhone 12 Pro Max **176341**

Adattatore per iPhone 14 Pro **173634** Adattatore per iPhone 12 Pro **176343**

Adattatore per iPhone 14 Plus **173633** Adattatore per iPhone 12 **176340**

Adattatore per iPhone 14 **173632** Adattatore per iPhone 12 mini **173642**

Adattatore per iPhone 13 Pro Max **173637** Adattatore per iPhone 11 Pro Max RP **173666**

Adattatore per iPhone 13 Pro **173638** Adattatore per iPhone 11 Pro RP **173665**

Adattatore per iPhone 13 **173639** Adattatore per iPhone 11 RP **173664**

Adattatore per iPhone 13 mini **173636**

Adattatori per Samsung

Adattatore per Samsung Galaxy S10+ **173644** Adattatore per Samsung Galaxy S9+ **173657**

Adattatore per Samsung Galaxy S10 **173658** Adattatore per Samsung Galaxy S9 **173656**

Adattatore per Samsung Galaxy S10e **173659**

