



Lampada da visita
MACH LED 115

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ottimo rapporto qualità prezzo!

Lampada da visita MACH LED 115

La lampada da visita MACH LED 115 è una lampada da visita progettata per offrire la più alta qualità dell'illuminazione LED ad un prezzo accessibile. Il braccio flessibile è estremamente maneggevole e garantisce un accurato posizionamento della luce.

- ▶ Grazie alla sua eccellente resa cromatica, il medico può riconoscere facilmente le più piccole sfumature di colore nei tessuti
- ▶ Il design compatto rende possibile l'utilizzo in piccole stanze
- ▶ Consumi ridotti fino al 50% grazie all'uso della tecnologia LED
- ▶ Lunga durata delle luci a LED di almeno 40.000 ore
- ▶ Illuminazione precisa dell'area coinvolta
- ▶ Generazione di calore molto bassa
- ▶ Previene l'affaticamento degli occhi tramite la luce gradevole

Dati tecnici:

- ▶ Diametro corpo lampada: 22 cm
- ▶ 60.000 LUX a 0,5 m di distanza
- ▶ Diametro campo luminoso: 14 cm a 0,5 m di distanza
- ▶ Numero di LED: 7
- ▶ Indice di riproduzione del colore R (a) 95
- ▶ Potenza assorbita: 10 W

Modello su stativo

611150

Modello a parete

611151



611150

611151

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
E info@eickemeyer.it

TELEFON 085 935 4078

www.eickemeyer.it