



Materasso Cosypad®

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Comodo, pratico ed igienico

Materasso Cosypad®

Ultima generazione di cuscinetti in materiale antidecubito dall'ambiente medico umano. Cosypad® offre comfort, igiene e facilità di pulizia. Offre una scelta alternativa a letti veterinario, pannoloni e altri materiali da cuccia per aiutare a mantenere gli animali puliti e asciutti. Grazie alla sua struttura areata, gli animali restano sempre asciutti.



648251

- ▶ Riduce il potenziale rischio di piaghe da decubito
- ▶ I liquidi vengono drenati sotto il tappetino, lasciando l'animale a secco
- ▶ Struttura areata, migliora la guarigione delle ferite e la termoregolazione
- ▶ Il materiale è ipoallergenico, inodore e antibatterico
- ▶ Eccellente durata per la sua resistenza all'umidità
- ▶ Lavabile in lavatrice a 60 °C, asciugatura rapida e facilmente disinfettabile con candeggina
- ▶ Adatto per: canili, tavoli di consultazione, tavoli sala operatoria, recupero post-operatorio, e procedure dentali

Misura 2

- ▶ Dimensioni (in cm):
Lu. 71 x La. 55
- ▶ Peso: 500 g

648251

Misura 3

- ▶ Dimensioni (in cm):
Lu. 115 x La. 60
- ▶ Peso: 900 g

648253

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it