



Cuscino Vacuum & pompa a mano per materassino vacuum

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# Per un facile posizionamento



605945

## Cuscino Vacuum

- ▶ Disegnato per aiutare a posizionare e proteggere l'animale durante l'intervento chirurgico
- ▶ Ideale sia per tavolo operatorio che per tavolo visita
- ▶ In PVC rosso molto resistente
- ▶ Aiuta a proteggere l'animale dall'ipotermia

Dimensioni (in cm):

Lu. 60 x La. 30

**605935**

Dimensioni (in cm):

Lu. 100 x La. 50

**605945**



605980

- ▶ In PVC rosso molto resistente
- ▶ Con 4 manici per trasporto animali e 3 lacci con chiusura in velcro
- ▶ Facile aspirazione dell'aria tramite valvola di sicurezza
- ▶ Forma estremamente stabile in condizione vacuum
- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 100 x La. 80

**605980**

## Pompa a mano per materassino vacuum

- ▶ Adatta per gonfiare tutti i cuscini vacuum EICKEMEYER®
- ▶ Robusta, in plastica anti urto

**605990**



605990

**EICKEMEYER**®

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**