



ICU per piccoli pazienti

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Un nido caldo

ICU per piccoli pazienti

L'unità Vetario T30 è un'unità di terapia intensiva avanzata e compatta, in grado di riscaldare i piccoli pazienti ed aiutarli nella ripresa. Esso dispone di controllo digitale completo della temperatura e allarme rapido. Il Vetario T30 è ideale per animali nati da poco, malati, feriti o deboli in situazione di emergenza. Le sue dimensioni ridotte lo rendono adatto all'uso in diversi contesti veterinari, dal riscaldamento prima dell'esame diagnostico fino all'utilizzo in casa del paziente o nelle ambulanze.



- ▶ Controllo digitale della temperatura, programmabile da 0,1 °C
- ▶ Lettura digitale della temperatura: scegliere °C o °F
- ▶ Allarmi di temperatura alta e bassa, interna ed esterna
- ▶ Porta di chiusura trasparente ma estremamente visibile
- ▶ Ventilazione regolabile
- ▶ Realizzato in plastica antimicrobica
- ▶ Facile da smontare per una pulizia accurata
- ▶ Maniglia per il trasporto integrata
- ▶ Alimentazione 12 V per adattatore per auto opzionale
- ▶ Impilabile senza necessità di smontarla
- ▶ Superficie interna: 240 x 240 mm
- ▶ Volume totale: 9,5 litri
- ▶ Dimensioni (in mm): Al. 297 x La. 270 x Pr. 275

219036

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it