



EickFil Suture

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Estrema maneggevolezza e annodabilità



050607

EickFil Suture

- ▶ Materiale: 100 % acido glicolico-Rivestito e intrecciato
- ▶ Colore: Viola
- ▶ Rivestimento: Polycaprolactone & Stearato di calcio
- ▶ Sterilizzazione: Ossido di etilene
- ▶ Validità: 5 anni
- ▶ Lunghezza del filo: 70 cm

Caratteristiche

- ▶ Assorbimento per via idrolitica, Assorbimento completo tra 60-90 giorni
- ▶ Blanda reazione dei tessuti
- ▶ Il particolare rivestimento garantisce un'ottima scorrevolezza attraverso i tessuti
- ▶ Elevata resistenza tensile ed estrema maneggevolezza

Confezionamento

- ▶ Confezione esterna: con strato di alluminio
- ▶ Confezione interna: con carta di tipo medico e polyfil laminato in poliestere, a secco
- ▶ Confezione da 12 pezzi

EickFil Suture - ago tondo			
Cod. Art.	Metrico	L. Ago in mm	USP
050607	2	26	3/0
050615	2	30	3/0
050608	3	26	2/0
050616	3	30	2/0
050617	3,5	30	0
050618	4	30	1

EickFil Suture - ago triangolare			
Cod. Art.	Metrico	L. Ago in mm	USP
050650	1	19	5/0
050651	1,5	19	4/0
050658	1,5	24	4/0
050652	2	19	3/0
050659	2	24	3/0
050665	2	30	3/0

EickFil Suture - ago triangolare			
Cod. Art.	Metrico	L. Ago in mm	USP
050653	3	19	2/0
050660	3	24	2/0
050666	3	30	2/0
050661	3,5	24	0
050667	3,5	30	0
050668	4	30	1

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
 65015 Montesilvano (PE)
 Italia

T 085 935 4078
 F 085 935 9471
 info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it