




Mini kit oftalmico

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Massima precisione



170009

171411

171522

110811


Mini kit oftalmico

Questo kit contiene lo strumentario di base per la chirurgia oftalmica veterinaria della palpebra.

Il set completo include:

- ▶ Divaricatore palpebre GRÄFE, Lu. 90 mm (170009)
- ▶ Pinze fissazione GRÄFE, con perno, Lu. 110 mm (171411)
- ▶ Pinze occhi DESMARRES, misura 2, Lu. 90 mm (171522)
- ▶ Forbici STEVENS per tenotomia, delicate, con punte smusse, dritte, Lu. 110 mm (110811)
- ▶ Pinze Iride GRÄFE, 1 x 2 denti, dritte, Lu. 100 mm (170810)
- ▶ Pinze Iride GRÄFE, dritte, Lu. 100 mm (170610)
- ▶ Portaghi per oftalmologia BARRAQUER, manico arrotondato, senza fissatore, curvo, Lu. 110 mm (173011)
- ▶ Bisturi monouso, misura 15, confezione da 10 pezzi, Lu. 150 mm (101780)

171210



170810

170610

173011

101780

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it