



Elettrobisturi EickTron 160 W

veterinary technology for life
Eickemeyer®

L'elektrochirurgia semplificata!



323135

Elettrobisturi EickTron 160 W

L'EickTron è un apparecchio elettrochirurgico per molteplici applicazioni. L'apparecchio può essere utilizzato in modalità monopolare o bipolare, è controllato da un microprocessore e dunque risulta molto semplice da utilizzare.

La regolazione può avvenire con interruttore a mano o a pedale.

Completo di

- ▶ Manipolo
- ▶ Set di elettrodi (10 pz)
- ▶ Cavo per elettrodi neutri
- ▶ Elettrodi neutri
- ▶ Elettrodo rettale
- ▶ Pedale

Dati tecnici

- ▶ Max Output 160 W (Tagliare)
- ▶ Max Output 100 W (Coagulare)
- ▶ Max Output 60 W (Bipolare)
- ▶ Frequenza: 600 kHz
- ▶ Input: 220–240 V; 50–60 Hz
- ▶ Consumo: 300 VA
- ▶ Misure (in cm):
H 10,4 x L 25,4 x P 28,8

323135

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it



Elettrobisturi EickTron 160 W

veterinary technology for life
Eickemeyer®



323105



323106

Accessori bipolare

- ▶ Compatibile con le unità elettrochirurgiche EickTron
- ▶ Autoclavabili

Pinza bipolare

- ▶ Angolare
- ▶ Misura 150 mm

323105

Cavo per pinza bipolare

- ▶ Per strumenti con innesto europeo piatto
- ▶ Per pinzette bipolari
- ▶ Per pinze bipolari

323106

Adattatore per connessione bipolare

323139



323139

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it