



Sedia da visita
ZWEEZI / ZWOOZI

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Davvero comoda!



610176

Sedia da visita

- ▶ In pelle sintetica facile da pulire
- ▶ Sollevamento mediante molla a gas e leva
- ▶ Rivestita in pelle sintetica facile da lavare
- ▶ Di colore verde
- ▶ Diametro base: 54 cm
- ▶ Con 5 ruote

Sedia da visita ZWEEZI

- ▶ Altezza regolabile 58–85 cm
- ▶ Profondità sella: 40 cm

610176



610177

Sedia da visita tonda ZWOOZI

- ▶ Altezza regolabile 64–85 cm
- ▶ Profondità sella: 35 cm

610177

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it