


Divaricatore ad anello
con ganci elastici

veterinary technology for life
Eickemeyer®

A tutto tondo



Divaricatore ad anello con ganci elastici

Il divaricatore ad anello è efficace nella sua semplicità, garantendo una visione chiara e senza ostacoli del campo operatorio.

- ▶ **Design adattivo:** grazie a quattro cerniere flessibili, il nostro divaricatore si adatta perfettamente al corpo del paziente, offrendo un accesso e un comfort ottimali durante interventi chirurgici complessi.
- ▶ **Ampia area di lavoro:** offre un'ampia area di 14,4 × 14,4 cm, consentendo di lavorare con maggiore libertà e precisione.
- ▶ **Maggiore efficienza:** dotato di 8 ganci elastici e affilati, progettati meticolosamente per assicurare il campo operatorio in modo rapido ed efficace.
- ▶ **Sterilità garantita:** ogni divaricatore è confezionato in modo sterile, garantendo i più elevati standard di igiene e sicurezza del paziente.

162150