



Filtro gas anestetico
EickSorber

veterinary technology for life

Eickemeyer®

Per la vostra sicurezza durante l'anestesia



213488

Filtro gas anestetico EickSorber

- ▶ Filtro per l'assorbimento dei gas anestetici
- ▶ Collegarlo ad una valvola pressione. Impedisce l'afflusso di gas anestetici in eccesso nell'ambiente.
- ▶ Sostituire il filtro dopo aver superato i 1.000 g

Pezzo singolo

- ▶ Senza tubo gas di scarico

21348801

Pezzo singolo

- ▶ Include 2 mt di tubo gas di scarico (Ø 22 mm)

213488

Confezione da 6 pezzi

- ▶ Include 2 mt di tubo gas di scarico (Ø 22 mm)

21348806

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it