



Lenti d'ingrandimento &
Lampada frontale LED

veterinary technology for life

Eickemeyer®

Fino ai dettagli piu' piccoli!

Lenti d'ingrandimento

Lente economica per un'ampia gamma di lavori dettagliati e precisi.

- ▶ Ingrandimento 2.0 x
- ▶ Compensazione diottrica (± 3 dpt.)
- ▶ Ampia distanza di lavoro (40 cm)
- ▶ Eccellente qualità dell'immagine tramite ampia regolazione focale
- ▶ Si adatta anche ai portatori di occhiali
- ▶ Pesa solo 40 g
- ▶ Inclusi di custodia


310600

Lampada frontale LED

La lampada frontale piccola e leggera combina due potenti LED con una lente di condensazione, che produce un forte, uniforme e brillante campo di luce.

- ▶ Consente un'illuminazione senza ombre e quasi costante fino a 8 ore
- ▶ Regolabile in verticale
- ▶ La custodia della batteria puo' essere comodamente portata alla cintura o in una tasca
- ▶ Con custodia in spugna rigida, laccetti per occhiali e 3 Batterie AA
- ▶ Peso: 60 g (senza batterie)

310601



EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it