



Tavolo con apribocca per
roditori/conigli

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sicurezza nei trattamenti dentali



Tavolo con apribocca per roditori/conigli

L'animale anestetizzato può essere fissato in modo ottimale, potendo così accedere con facilità all'interno della cavità orale. L'altezza di lavoro e l'inclinazione sono regolabili individualmente, in modo da poter ottenere una posizione di lavoro ottimale. L'apribocca è regolabile in modo da adattarsi a conigli o roditori di qualsiasi dimensione.

- ▶ Lunghezza (tavolo): 28 cm
- ▶ Larghezza (tra i montanti dell'apribocca): 13,5 cm
- ▶ Altezza: 29 cm

177324

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it