



Pulsossimetro LifeVet PT  
con sonda per temperatura

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# Per un monitoraggio sicuro del paziente



## *Pulsossimetro LifeVet PT con sonda per temperatura*

Il pulsossimetro portatile LifeVet PT può misurare e visualizzare la saturazione di ossigeno ( $S_pO_2$ ), la frequenza del polso e la temperatura corporea in tempo reale in cani, gatti e cavalli. Tutte le informazioni importanti sui parametri possono essere lette facilmente sul grande display LCD.

- ▶ Piccolo, maneggevole e robusto
- ▶ Immediatamente pronto per l'uso – non è necessaria nessuna calibrazione
- ▶ Visualizzazione della saturazione di ossigeno dal 35 al 100 %
- ▶ Visualizzazione della frequenza del polso da 25 a 400 battiti al minuto (bpm)
- ▶ Visualizzazione della temperatura corporea da 18 a 45 °C
- ▶ Limiti di allarme (ottico e acustico) regolabili individualmente
- ▶ I risultati del test possono essere memorizzati per un massimo di 360 ore
- ▶ Incl. Sensore  $S_pO_2$  con due clip sensore (grande e piccolo), sonda di temperatura, caricabatterie universale, cavo USB, batteria agli ioni di litio, custodia protettiva in silicone e supporto per uso da tavolo
- ▶ Dimensioni (in cm): AL 14,2 x La. 7,8 x Pr. 2,8
- ▶ Peso: 250 g (solo dispositivo)

**321860**

**EICKEMEYER**®

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**