



Lenti asferiche VOLK

veterinary technology for life
Eickemeyer®

La qualità prima di tutto



173538



173539



173536

Lenti asferiche VOLK

Le superfici asferiche correggono le aberrazioni, che aiutano a migliorare il campo visivo per la diagnosi.

L'ottica a doppio vetro asferico VOLK offre immagini ottimizzate per l'oftalmoscopia indiretta che aiuta l'oculista veterinario ad effettuare la propria diagnosi.

Lenti asferiche VOLK

Cod. Art.	Designazione	Angolo di visione	Ingrandimento	Distanza di lavoro
17353814	14D	36°/47°	4,30x	75 mm
17353815	15D	36°/47°	4,11x	72 mm
173538	20D	46°/60°	3,13x	50 mm
17353825	25D	52°/68°	2,54x	38 mm
17353801	28D	53°/69°	2,27x	33 mm
173539	30D	58°/75°	2,15x	30 mm
17353830	30D Small	46°/60°	2,10x	30 mm
17353840	40D	69°/90°	1,67x	20 mm
17353860	60D	68°/81°	1,15x	13 mm
17353878	78D	81°/97°	0,93x	8 mm
17353890	90D	74°/89°	0,76x	7 mm
173536	Pan Retinal 2.2	56°/73°	2,68x	40 mm
173537	Macula Plus 5.5	36°/43°	5,50x	80 mm

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it