



Monitor per la respirazione di piccoli animali RespiVet NANO

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Every breath you take



Monitor per la respirazione di piccoli animali RespiVet NANO

- ▶ Controllo di volume e frequenza della respirazione sicuro ed affidabile
- ▶ Allarme per interruzione della respirazione per oltre 30 secondi
- ▶ Con adattatore a gomito
- ▶ Connessione semplificata tra il tubo endotracheale e il tubo flessibile
- ▶ Interruttore On/Off
- ▶ Pila a bottone facilmente sostituibile
- ▶ Raccordo tubo paziente: Ø est: 22 mm; Ø Int. 15 mm
- ▶ Raccordo tubo tracheale: Ø Est. 15 mm

217110

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it