



Carrello servitore
con ruote MAYO

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sempre al vostro servizio



Carrello servitore con ruote MAYO

Pratico tavolo portastrumenti: per un facile accesso al vostro strumentario.

- ▶ Resistente e igienico: realizzato interamente in acciaio inossidabile
- ▶ Pulizia senza sforzo: superfici lisce per una rapida disinfezione
- ▶ Mobile e sicuro: quattro ruote scorrevoli, tutte bloccabili
- ▶ Altezza regolabile: da 90 a 132 cm
- ▶ Ampia superficie di lavoro: 40 × 60 cm per un utilizzo pratico

625160