




Telo termico EickWarm

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Keep warm!



648048

## Telo termico EickWarm


Ideale per trattamento post-operatorio o dopo la nascita.

- ▶ Con regolazione della temperatura tra 35–45 °C
- ▶ Con timer impostabile da 1 a 9 ore
- ▶ Funzionamento a bassa tensione 12 V
- ▶ Impermeabile
- ▶ Utilizzabile in modo continuo

### Telo termico EickWarm

- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 40 x La. 30

**648048**



648050

### Telo termico EickWarm II

- ▶ Dimensioni (in cm): Lu. 65 x La. 50

**648050**

**EICKEMEYER®**

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**