



Tosatrice per gatti
AESCULAP Isis

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Sicura e silenziosa

Tosatrice per gatti AEscULAP Isis

La tosatrice senza fili AEscULAP Isis è ideale per la preparazione di piccole aree (zampa anteriore, testa e collo) quando so deve effettuare un prelievo di sangue o una biopsia.

- ▶ Vibrazioni silenziose e basse
- ▶ Design ergonomico
- ▶ Larghezza di taglio: 24 mm
- ▶ Lunghezza di taglio: 0,5 mm
- ▶ Batteria agli ioni di litio: autonomia fino a 120 min con ca. 90 minuti di tempo di ricarica
- ▶ Indicatore di carica sulla base per ricarica
- ▶ Peso: 120 g (incl. Batteria e lama)
- ▶ Include: tosatrice, lama (lama in carbonio che non può essere affilata), base di ricarica, attacco per testina (regolabile su 4 diverse lunghezze di taglio, 3–6 mm), spazzola, olio di AEscULAP, istruzioni

902605

Testina di ricambio per AEscULAP Isis/Exacta

- ▶ Lama in carbonio (non può essere affilata)

902601

Lubrificante per testine tosatrice Clipper spray

- ▶ Pulisce la lama durante la tosatura
- ▶ Migliora la durata del taglio
- ▶ Prolunga decisamente la durata delle testine
- ▶ Volume: 400 ml

902513



902605



902601



902513

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it