



Apparecchio per Criochirurgia  
CryoIQ®

veterinary technology for life

**Eickemeyer®**

# Cold as ice



173443



173446

## Apparecchio per Criochirurgia CryoIQ®

La criochirurgia (crioterapia) consiste nell'applicazione locale di freddo estremo per la distruzione o rimozione controllata di tessuto anormale o malato. Il dispositivo per criochirurgia CryoIQ® di forma compatta e portatile utilizza l'N<sub>2</sub>O come criogeno con una temperatura di congelamento fino a -89 °C.

- ▶ Manico a forma di penna per un'applicazione facile e precisa
- ▶ Durata più lunga della cartuccia grazie al tappo in metallo estremamente sottile
- ▶ Procedura quasi indolore e senza perdita di sangue
- ▶ Ideale per procedure oftalmiche e dermatologiche
- ▶ Il grado di freddo viene determinato dal livello di pressione della leva

### Apparecchio per Criochirurgia CryoIQ® DERM plus

- ▶ CryoIQ® DERM plus permette il congelamento dei microcapillari in modo che l'area possa essere trattata con precisione millimetrica.
- ▶ Include: Accessorio per il congelamento dello spray (Ø 1-6 mm), cartuccia gas N<sub>2</sub>O (25 g), misuratore, cutodia ed istruzioni per l'uso

173443

### Apparecchio per Criochirurgia CryoIQ® PRO

- ▶ CryoIQ® PRO garantisce un trattamento preciso delle aree cutanee colpite senza danneggiare il circostante tessuto sano.
- ▶ Vantaggi: Particolarmente adatto per lesioni di grosse dimensioni e animali con più pelo, con attacchi intercambiabili, maggiore effetto congelamento e punta più lunga
- ▶ Include: Accessorio standard per il congelamento dello spray (Ø 1-6 mm, Lu. 10 mm), accessorio dermatologic oper il congelamento dello spray (Ø 7-18 mm, Lu. 22 mm), gpenna PRO con leva, cartuccia gas N<sub>2</sub>O (25 g), misuratore, cutodia ed istruzioni per l'uso

173446

### Cartuccia N<sub>2</sub>O per CryoIQ®

- ▶ Contenuto: 16 g

173444

- ▶ Contenuto: 25 g

173445

**EICKEMEYER®**

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**