




Lampada da visita
EICKEMEYER® LED 4

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Let there be light!



Lampada da visita EICKEMEYER® LED 4

Moderna lampada da visita per il vostro studio con tecnologia LED a risparmio energetico. Con una luminosità di ca. 50.000 lux a una distanza di lavoro di 30 cm, la lampada da visita EICKEMEYER® LED 4 offre un'illuminazione ottimale per i vostri esami in ambulatorio.

Dati Tecnici

- ▶ Lampada LED da 15 V / 11,25 W con 4 LED ad alte prestazioni
- ▶ Circa 50.000 lux / 30 cm di distanza
- ▶ Testa della luce in alluminio per una radiazione termica ottimale
- ▶ Durata delle luci: ca. 50.000 ore
- ▶ Temperatura del colore: ca. 4.200 K
- ▶ Costruzione a collo di cigno con braccio lungo 90 cm (il braccio si sposta nella posizione desiderata)
- ▶ Altezza massima: 165 cm
- ▶ Supporto mobile stabile e antiribaltamento (con 5 piedi) in metallo verniciato a polvere

611111

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it