



Suture oftalmiche EickFil

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Suturiamo in tranquillità!



050889

Suture oftalmiche EickFil

EickFil PGA

- ▶ Tipo: multifilamento intrecciato e rivestito
- ▶ Rivestimento: policaprolattone e calcio stearato (1 %)
- ▶ Colore: viola/beige – incolore
- ▶ Reazione tissutale: minima
- ▶ Assorbimento: l'azione idrolitica con la quale il materiale viene scomposto determina un assorbimento totale in circa 60–90 giorni. Circa il 50 % della resistenza alla trazione rimane dopo 21 giorni.
- ▶ Confezione: 12 suture per scatola

Caratteristiche:

- ▶ Alta resistenza alla trazione
- ▶ Sintetico
- ▶ Rottura per idrolisi
- ▶ Struttura intrecciata
- ▶ Multifilamento rivestito
- ▶ Confezione sigillata ermeticamente

| EickFil PGA | | | |
|-------------|---|----------|-----------|
| Cod. Art. | USP, Metrico, Ago | Colore | Lunghezza |
| 050889 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Cerchio, DSP 6,4 mm, 200 µm • Ago spatola | viola | 30 cm |
| 050890 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 3/8 Cerchio, DS 12 mm • Ago triangolare | viola | 45 cm |
| 050891 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 3/0, EP 2 • 3/8 Cerchio, DS 19 mm easy pass • Ago triangolare | incolore | 50 cm |
| 050892 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 3/0, EP 2 • 3/8 Cerchio, DS 24 mm • Ago triangolare | incolore | 75 cm |
| 050893 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 1/2 Cerchio, HR 17 mm • Agon tondo | viola | 75 cm |

| Cod. Art. | USP, Metrico, Ago | Colore | Lunghezza |
|-----------|---|--------|-----------|
| 050894 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 10/0, EP 0,2 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm • Ago doppia spatola | viola | 30 cm |
| 050895 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 6,4 mm, 200 µm • Ago doppia spatola | viola | 30 cm |
| 050896 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 8/0, EP 0,4 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 6 mm, 200 µm • Ago doppia spatola | viola | 45 cm |
| 050897 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 7/0, EP 0,5 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 8 mm, 200 µm • Ago doppia spatola | viola | 45 cm |
| 050898 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 6/0, EP 0,7 • 1/4 Cerchio, 2 x VSP 8 mm, 300 µm • Ago doppia spatola | viola | 45 cm |

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
 65015 Montesilvano (PE)
 Italia

T 085 935 4078
 F 085 935 9471
 info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it



Suture oftalmiche EickFil

veterinary technology for life
Eickemeyer®



050899

EickFil Nylon

- ▶ Tipo: monofilamento
- ▶ Composizione: estruso di poliammide 6.0 o 6.6
- ▶ Rivestimento: nessuno
- ▶ Reazione tissutale: minima
- ▶ Assorbimento: non assorbibile, incapsulato gradualmente dal tessuto connettivo. La massa del filo diminuisce di circa il 10 % in un anno, per rottura dei legami chimici (azione idrolitica).
- ▶ Confezione: 12 suture per scatola

Caratteristiche:

- ▶ Elevata resistenza alla trazione, non assorbibile
- ▶ Monofilamento con diametro microscopico uniforme
- ▶ Sintetico
- ▶ Flessibilità e morbidezza
- ▶ Confezione sigillata ermeticamente

| EickFil Nylon | | | |
|---------------|---|--------|-----------|
| Cod. Art. | USP, Metrico, Ago | Colore | Lunghezza |
| 050899 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 10/0, EP 0,2 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 6,4 mm, 220 µm • Ago doppia spatola | nero | 45 cm |
| 050900 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 9/0, EP 0,3 • 3/8 Cerchio, 2 x DSP 6,2 mm, 150 µm • Ago doppia spatola | nero | 45 cm |



050901

EickFil Silk

- ▶ Tipo: multifilamento intrecciato
- ▶ Composizione: fibre intrecciate dal bozzolo del baco da seta
- ▶ Rivestimento: silicone cerato
- ▶ Reazione tissutale: moderata
- ▶ Assorbimento: la sutura della seta provoca una reazione infiammatoria iniziale nei tessuti, seguita da un graduale incapsulamento della sutura da parte dei tessuti connettivi fibrosi.
- ▶ Confezione: 12 suture per scatola

Caratteristiche:

- ▶ Elevata resistenza alla trazione, non assorbibile
- ▶ Struttura intrecciata
- ▶ Multifilamento rivestito
- ▶ Confezione sigillata ermeticamente

| EickFil Silk | | | |
|---------------|---|--------|-----------|
| Cod. Art. | USP, Metrico, Ago | Colore | Lunghezza |
| 050901 | <ul style="list-style-type: none"> • USP 4/0, EP 1,5 • 3/8 Cerchio, DS 19 mm • Ago triangolare | nero | 45 cm |

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it