



ADSON-BROWN
Pinze chirurgiche con dentini

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ottima presa dei tessuti



132912



132915

ADSON-BROWN Pinze chirurgiche con dentini

- ▶ Le versioni dentate sono utili per afferrare fasce muscolari, grasso sottocutaneo e tendini
- ▶ Le facce opposte hanno una finitura con 2 linee di dentini longitudinali
- ▶ Le pinze ideali per sutura e chirurgia
- ▶ Delicate
- ▶ Denti 9 x 9

Lunghezza: 120 mm

132912

Lunghezza: 150 mm

132915

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it