



Tonometro TONOVET Plus

veterinary technology for life  
**Eickemeyer®**

# Rapido, semplice e preciso



## Tonometro TONOVET Plus

Il TONOVET Plus Icare® rappresenta la nuova generazione di tonometri per la misurazione semplice e veloce della pressione intraoculare.

Il tonometro TONOVET Plus è utilizzato per misurare la pressione intraoculare negli animali; può essere usato da veterinari professionisti, oftalmologi o da altro personale medico veterinario.

Il nuovo TONOVET Plus è ancora più semplice da utilizzare. È dotato di una interfaccia utente con un display più chiaro ed ampio. Le luci di posizionamento rosse/verdi aiutano a trovare l'angolo corretto e mirano al centro della cornea. La sequenza di misurazione automatica consente di scegliere se si desidera eseguire letture singole o eseguire tutte le 6 misurazioni con una sola pressione del pulsante.

### Dati Tecnici

- ▶ Range di misurazione: 10–60 mmHg
- ▶ Accuratezza:  $\pm 2,5$  mmHg (10–30 mmHg) e  $\pm 10\%$  ( $> 30$ –60 mmHg)
- ▶ Ripetibilità (coefficiente di variazione):  $< 8\%$
- ▶ Accuratezza del display: 1 mmHg
- ▶ Display: Millimetro di mercurio (mmHg)
- ▶ Il dispositivo dispone di una protezione da shock elettrico di tipo-BF
- ▶ Funzionamento con 4 x AA batterie non ricaricabili, 1,5 V alcaline LR6
- ▶ Dimensioni (mm): P. 24–29 x A. 35–95 x Lu. 215
- ▶ Peso: 230 g (incluso batterie)
- ▶ Incluso di 100 sonde monouso



applicazione

**173620**

**EICKEMEYER®**

Via G. Verdi 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
info@eickemeyer.it

**TELEFONO 085 935 4078**

**www.eickemeyer.it**