

HEINE® BETA® Testina
otoscopio LED

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Ancora più luce nel buio!



300036



300395



300390



300365



302553



302551

HEINE® BETA® Testina otoscopio LED

HEINE® G 100 LED

Testina aperta

- ▶ LED HQ (Alta Qualità) con controllo continuo della luminosità
- ▶ Illuminazione brillante per una diagnosi accurata

300036

HEINE® BETA® 4 NT

Manico ricaricabile

- ▶ Tempo di ricarica: 2 ore

302553

HEINE® NT 4 Caricatore da

tavolo per HEINE® BETA®

4 NT Manico ricaricabile

- ▶ Design pratico e salvaspazio: Possibilità di ricaricare due manici contemporaneamente

302551

Set completo (composto da tutti gli strumenti sopra elencati)

A300036

Speculum otoscopio in metallo, chiuso

- ▶ Lunghezza: 65 mm

- ▶ Diametro: 6 mm

300365

- ▶ Lunghezza: 90 mm

- ▶ Diametro: 7 mm

300390

- ▶ Lunghezza: 150 mm

- ▶ Diametro: 10 mm

300395

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
E info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it